

AIRCAST®

PodaLib®

Indications :

- **Déficiences ou paralysie des muscles releveurs de pied, dues à des lésions neurologiques.**
- Permet de compenser les déficits des muscles releveurs de pied, ou, dans certains cas, des muscles fibulaires. Permet de maintenir le pied à angle droit, de prévenir le déséquilibre latéral, sans contraindre les mouvements. Permet d'améliorer la capacité de marche.

Caractéristiques :

- **Releveur de pied dynamique.**
- La guêtre et la sangle élastique ajustable aident à maintenir le pied à angle droit.
- Design léger et discret favorisant une démarche naturelle.
- Peut être porté avec tout type de chaussures ou pied nu.
- Facilité d'application et possibilité de mise en place d'une seule main (pour les patients hémiplegiques).
- Livré avec ses accessoires rivets/plaques (82-0019) et sangle/crochet (82-0021).
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 4 tailles (de Pédiatrique - XS à L).



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Aircast® PodaLib®.



Mesurer la circonférence de la cheville au-dessus des malléoles.



Découvrez la vidéo de mise en place de l'Aircast® PodaLib® sur un pied nu.



Découvrez la vidéo des points importants de l'Aircast® PodaLib®.

GUÊTRE DE CHEVILLE

- Découpe anatomique.
- Maintien et support de la cheville.
- Coussinet mousse postérieur pour un confort et une protection accrue.

**SANGLE ÉLASTIQUE AJUSTABLE**

- Permet de régler la tension et l'angle du pied selon les besoins.

**BOUCLES DE VERROUILLAGE**

- Pour déterminer la tension de la sangle élastique et l'angle de correction une fois pour toute (sauf exception).
- Il est toutefois possible de modifier ce réglage si nécessaire.

CROCHET D'ANCRAGE

- S'adapte à tout type de chaussures munies de lacets, œillets, boucles...
- Ou se fixe grâce au système d'attache (plaque & rivet) pour les chaussures sans point d'ancrage ou avec un laçage non adapté.
- Se fixe au manchon de pied pour un port pied nu.

MANCHON DE PIED

- Pour port pied nu et pour nager.
- Ajustable selon la taille de l'avant-pied.

**MATÉRIAUX CONFORTABLES**

- Tissu respirant, micro-alvéolé, souple et résistant.
- Livré avec un filet de transport et/ou de lavage.

Désignation	Circ. Cheville	Haut. Guêtre	Code Article	Code ACL
Pédiatrique - XS	13 - 19 cm	10 cm	82-0013-1	3401081517734
S	13 - 20 cm	13 cm	82-0013-2	3401060113537
M	20 - 27 cm	13 cm	82-0013-3	3401060113544
L	27 - 34 cm	13 cm	82-0013-4	3401060113551

Accessoires	Code Article	Code GTIN
3 rivets et 3 plaques Aircast [®] PodaLib [®]	82-0019	0190446269564
1 sangle et 1 crochet Aircast [®] PodaLib [®]	82-0021	0190446274551

Prescrire : Aircast[®] PodaLib[®]

AIRCAS^T PODALIB[®] S'ADAPTE À TOUT TYPE DE CHAUSSURES OU PIED NU (ACCESSOIRES) :