

DONJOY® PODALUX™ II



Un cambrion amovible pour moduler la rigidité de la semelle une fois la première phase post-opératoire passée.

Des coutures résistantes et atraumatiques évitent les zones de contact et frottements.



Un revêtement souple, confortable et lavable.

INDICATIONS :

- Phase post-opératoire après chirurgie de l'hallux valgus (protocole mini-invasif).
- Protection des structures articulaires et périarticulaires de l'avant-pied.
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton.
- Œdème et plaies de l'avant-pied rendant le chaussage impossible.
- Protection et maintien du pied, des orteils et de l'avant-pied en position adéquate durant la rééducation.

CARACTÉRISTIQUES :

- Semelle à rigidité modulable (2 niveaux distincts) : le cambrion amovible permet de moduler la rigidité de la semelle, pour s'adapter aux différentes phases de rééducation et favoriser la reprise d'une foulée naturelle.
- L'utilisation du cambrion rigide autorise un déroulement progressif du pas, évite toute flexion des articulations métatarsiennes et permet une augmentation de la stabilité.
- Semelle de forme ergonomique, légère.
- Gestion aisée d'un pansement volumineux.
- Chaussure large, ouverte, adaptable au volume du pied et pouvant accommoder tout type de pansements.
- Facilité de mise en place et d'ajustement grâce aux 2 lanières de fermeture auto-agrippantes et à la chaussette d'orteils.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 6 tailles (de S à XXXL).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE GTIN
S	35-36	82-0042-1	0190446329701
M	37-38	82-0042-2	0190446329718
L	39-40	82-0042-3	0190446329725
XL	41-42	82-0042-4	0190446329732
XXL	43-45	82-0042-5	0190446329749
XXXL	46-48	82-0042-6	0190446329756