

DONJOY® IMMOSTRAP™



Découvrez la vidéo de mise en place
d'une ceinture lombaire DonJoy®



INDICATIONS :

- Lombosciatalgie ou lombocruralgie.
- Lumbago.
- Hernie discale symptomatique.
- Lombalgie aiguë ou chronique.
- Reprise d'activité.

CARACTÉRISTIQUES :

- Quadruples sangles de rappel postural permettant d'ajuster le niveau de compression.
- Contention élastique forte pour favoriser le contrôle postural.
- 4 baleines postérieures semi-rigides pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures souples pour renforcer le maintien abdominal.
- Plastron ergonomique pour un confort optimal en position assise ou debout.
- Serrage supérieur et inférieur indépendant pour une adaptation parfaite à la morphologie.
- Serrage sans effort grâce aux boucles coulissantes.
- Fermeture avant avec passe-mains pour faciliter la mise en place.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats »).
- Modèle mixte.
- Hauteur dorsale : 26 cm.
- Disponible en 5 tailles (de XS à XL).

USAGE / PROFIL PATIENT

- Actif.
- Idéale pour : activités de loisirs, assistance lors de travaux de force, femme avec des hanches prononcées.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.



TAILLE	HAUT. CEINTURE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
XS	26 cm	56 - 68 cm	82-0229-1	3401597364297
S	26 cm	68 - 82 cm	82-0229-2	3401597359736
M	26 cm	82 - 98 cm	82-0229-3	3401597359965
L	26 cm	98 - 116 cm	82-0229-4	3401597360107
XL	26 cm	116 - 136 cm	82-0229-5	3401597360336