



S'ouvre entièrement

INDICATIONS :

- Phase post-opératoire après chirurgie de l'hallux valgus (protocoles Scarf, Chevron).
- Protection des structures articulaires et périarticulaires de l'avant-pied.
- Phase post-opératoire du syndrome de Morton.
- Œdème et plaie de l'avant-pied rendant le chaussage impossible.
- Fracture stable du métatarse et des orteils.
- Maux perforants plantaires.

CARACTÉRISTIQUES :

- Le design de la semelle permet de réduire la pression à l'avant du pied et de maintenir le poids en arrière des articulations métatarsiennes.
- Semelle à bout carré et antidérapante.
- Structure en caoutchouc et mousse avec semelle compensée au niveau du talon.
- Angle au talon facilitant le déroulement du pas.
- Stabilité accrue grâce à la large surface de la semelle en contact avec le sol.
- Gestion aisée d'un pansement volumineux.
- La semelle interne amovible est composée de deux couches successives : mousse compacte et mousse souple.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE-XS	35 - 37	82-0247-1	3401563531715
S	37-39	82-0247-2	3401563531883
M	39-42	82-0247-3	3401563531944
L	42-44	82-0247-4	3401563532026
XL	> 44	82-0247-5	3401563532255