

DONJOY[®]

ABDOSTRAP[™] II




INDICATIONS :

- Insuffisance musculaire de la sangle abdominale temporaire (post-partum) ou définitive (obésité morbide).
- Prévention de l'éventration.
- Chirurgie viscérale avec laparotomie ou stomie.

CARACTÉRISTIQUES :

- Textile ventral indémaillable, découpable sans risque d'effilement pour réaliser des soins sans retirer la ceinture.
- Contention élastique modérée pour favoriser le plastron abdominal.
- 2 baleines postérieures souples pour stabiliser la zone lombaire.
- 2 baleines antérieures flexibles pour renforcer le soutien abdominal.
- Ne contient pas de latex.
- Livrée avec une patte hypogastrique.
- Lavable en machine à 30°C avec action mécanique très réduite (programme « Textiles Délicats »).
- Modèle mixte.
- Hauteurs : 18, 25 et 32 cm.
- Disponible en 5 tailles (S à XXL).

USAGE / PROFIL PATIENT



- Sédentaire.
- Idéale pour : patient obèse, post-opératoire, reprise d'activité et patient tétraplégique.
- Posologie : port durant les phases algiques 3 à 4 semaines, puis en usage préventif en fonction des circonstances.

Elaborée avec PBO Design



Livrée avec sa patte hypogastrique

TAILLE	HAUT. CEINTURE	CIRC. TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
S	18 cm	68 - 82 cm	82-0256-1	3401582797406
M	18 cm	82 - 98 cm	82-0256-2	3401582797635
L	18 cm	98 - 116 cm	82-0256-3	3401582797864
XL	18 cm	116 - 136 cm	82-0256-4	3401582797925
XXL	18 cm	136 - 156 cm	82-0256-5	3401582798007
S	25 cm	68 - 82 cm	82-0257-1	3401582798236
M	25 cm	82 - 98 cm	82-0257-2	3401582798465
L	25 cm	98 - 116 cm	82-0257-3	3401582798526
XL	25 cm	116 - 136 cm	82-0257-4	3401582798694
XXL	25 cm	136 - 156 cm	82-0257-5	3401582798816
S	32 cm	68 - 82 cm	82-0258-1	3401582799066
M	32 cm	82 - 98 cm	82-0258-2	3401582799127
L	32 cm	98 - 116 cm	82-0258-3	3401582799295
XL	32 cm	116 - 136 cm	82-0258-4	3401582799356
XXL	32 cm	136 - 156 cm	82-0258-5	3401582799585
ACCESSOIRE INCLUS		TAILLE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PATTE HYPOGASTRIQUE		UNIQUE	82-0246	3401521372466