

AIRCAST®

AIRSPORT®



INDICATIONS :

- Prévention de la récurrence lors d'activités de loisirs ou sportives.
- Entorse du médio-pied.
- Instabilités chroniques de la cheville.

CARACTÉRISTIQUES :

- Le système BOA® permet au patient d'adapter le niveau de compression selon ses besoins.
- Système nouvelle génération : ne se desserre pas si le système n'est pas en position ouvert, garantissant un serrage constant dans le temps.
- Les coques bilatérales de forme anatomique minimisent les risques d'inversion/éversion fournissant un excellent support médial et latéral pour les chevilles instables.
- La sangle ATF (talo-fibulaire antérieure) limite tout mouvement d'inversion hors limite physiologique tout en permettant un mouvement de marche libre.
- L'entrecroisement des lacets génère une compression uniforme sans créer de pics de pression.
- La conception « Step-In » simplifie la mise en place en s'enfilant par l'arrière sans mouvement du cou-de-pied nécessaire.
- Procure une stabilité supplémentaire au niveau de la pince bimalléolaire.
- Ne contient pas de latex.
- Modèle latéralisé.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique-XS à XL).



Pour fermer et serrer :

1. Appuyer sur le système BOA®.
2. Tourner le système BOA® dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. Le système BOA® doit être en position fermée durant l'utilisation de l'attelle.



Pour desserrer :

Tirer le système BOA® et desserrer les lacets à l'aide de l'encoche.



Découvrez la vidéo de mise en place de l' **Aircast® Airsport®**

TECHNOLOGIE AIRCAST®



- Les coques anatomiques bilatérales procurent une compression et un maintien accrus de la cheville.
- Les matériaux semi-rigides permettent une flexibilité contrôlée lors des mouvements.
- Les cellules composées d'air et de mousse maintiennent et protègent la cheville.
- 2 cellules d'air indépendantes assurent la compression et procurent un effet de massage.

TAILLE	POINTURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
DROITE - PÉDIATRIQUE-XS	30 - 34	82-0265-1	3401060118280
DROITE - S	34 - 37	82-0265-2	3401060118297
DROITE - M	37 - 42	82-0265-3	3401060118303
DROITE - L	42 - 46	82-0265-4	3401060118310
DROITE - XL	46 - 48	82-0265-5	3401060118334
GAUCHE - PÉDIATRIQUE-XS	30 - 34	82-0266-1	3401060118204
GAUCHE - S	34 - 37	82-0266-2	3401060118211
GAUCHE - M	37 - 42	82-0266-3	3401060118228
GAUCHE - L	42 - 46	82-0266-4	3401060118242
GAUCHE - XL	46 - 48	82-0266-5	3401060118259