



Mesurer la circonférence au dessus du poignet en cm.

**DONJOY**



# RespiForm™ Poignet

## Indications :

- **Entorses et traumatismes du poignet.**
- Tendinopathies et teno-synovites.
- Immobilisation pré et/ou post-opératoire.

## Caractéristiques :

- **Disponible en 5 tailles (de XS à XL).**
- Spécifier droite ou gauche.
- Orthèse de poignet en forme de gant, avec sangles de fermetures ajustables et auto-agrippantes.
- Eclisse palmaire et deux éclisses dorsales pour une immobilisation complète de l'articulation.
- Ne contient pas de latex.

Désignation	Circ. Poignet	Code Article	Code ACL
Droite - XS	< 14 cm	82-96061	34010 <b>99217992</b>
Droite - S	14 - 16 cm	82-96062	34010 <b>99218074</b>
Droite - M	16 - 19 cm	82-96063	34010 <b>99218135</b>
Droite - L	19 - 21 cm	82-96064	34010 <b>99218364</b>
Droite - XL	> 21 cm	82-96065	34010 <b>99218425</b>
Gauche - XS	< 14 cm	82-96051	34010 <b>99218593</b>
Gauche - S	14 - 16 cm	82-96052	34010 <b>99218654</b>
Gauche - M	16 - 19 cm	82-96053	34010 <b>99218715</b>
Gauche - L	19 - 21 cm	82-96054	34010 <b>99218883</b>
Gauche - XL	> 21 cm	82-96055	34010 <b>99218944</b>