

DONJOY[®]

DONJOY[®] ERGOFORM[™]




INDICATIONS :

- Entorse et luxation du pouce.
- Rhizarthrose.

CARACTÉRISTIQUES :

- Écisse de pouce en aluminium semi-rigide et conformable.
- Facilité de mise en place (à une seule main).
- Système de fermeture réglable au poignet assurant une immobilisation optimale.
- Bouton d'arrêt « Strap-stop » sur la sangle du poignet.
- Sangle de serrage au niveau du pouce, assurant un maintien optimal de la colonne du pouce.
- Tissu Ozone^{™*} pour un meilleur confort et une bonne respirabilité.
- Doublure interne en Jersey doux.
- Ne contient pas de latex.
- Poids : 48 g.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 3 tailles (T0, T1 et T2).



*Tissu Ozone[™] : confort et respirabilité
Fabricant : Antonio Morón de Blas, S.L.

TAILLE		CIRC. DU POIGNET	CODE ARTICLE	CODE GTIN
T0	NOUVEAUTÉ	12 - 16 cm	82-96190	0190446332008
T1		14 - 18 cm	82-96191	0190446298229
T2		18 - 22 cm	82-96192	0190446298236



Découvrez la vidéo de mise en place
de la DonJoy[®] ErgoForm[™]