

DONJOY[®]

COLLIER ANATOMIQUE C2



INDICATIONS :

- Torticolis.
- Poussée douloureuse lors de la cervicarthrose.
- Entorse cervicale bénigne.
- Névralgie cervico-brachiale.

CARACTÉRISTIQUES :

- Soutien semi-rigide du rachis cervical limitant les mouvements de rotations et de flexion-extension du cou.
- Mousse habillée de jersey pur coton, renforcée par une plaque rigide non amovible, intégrée dans le collier.
- Fermeture auto-agrippante.
- Disponible en 4 hauteurs : 6 cm, 7,5 cm, 9,5 cm et 10,5 cm.
- Disponible en 7 tailles (de Pédiatrique à T5).

TAILLE	HAUT. COLLIER	CIRC. COU	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE - GRIS	6 cm	21 - 25 cm	CC20PPAG	3401098384206
T0 - GRIS	7,5 cm	25 - 28 cm	CC20P0AG	3401098384374
T1 - GRIS	7,5 cm	29 - 32 cm	CC20P1AG	3401098384435
T2 - GRIS	7,5 cm	33 - 37 cm	CC20P2AG	3401098384664
T3 - GRIS	7,5 cm	38 - 42 cm	CC20P3AG	3401098384725
T4 - GRIS	7,5 cm	43 - 47 cm	CC20P4AG	3401098384893
T5 - GRIS	7,5 cm	48 - 51 cm	CC20P5AG	3401098384954
T0 - GRIS	9,5 cm	25 - 28 cm	CC20G0AG	3401098385036
T1 - GRIS	9,5 cm	29 - 32 cm	CC20G1AG	3401098385265
T2 - GRIS	9,5 cm	33 - 37 cm	CC20G2AG	3401098385326
T3 - GRIS	9,5 cm	38 - 42 cm	CC20G3AG	3401098385494
T4 - GRIS	9,5 cm	43 - 47 cm	CC20G4AG	3401098385555
T5 - GRIS	9,5 cm	48 - 51 cm	CC20G5AG	3401098385616
T0 - GRIS	10,5 cm	25 - 28 cm	CC20TG0AG	3401041366761
T1 - GRIS	10,5 cm	29 - 32 cm	CC20TG1AG	3401041366822
T2 - GRIS	10,5 cm	33 - 37 cm	CC20TG2AG	3401041366990
T3 - GRIS	10,5 cm	38 - 42 cm	CC20TG3AG	3401041367072
T4 - GRIS	10,5 cm	43 - 47 cm	CC20TG4AG	3401041367133
T5 - GRIS	10,5 cm	48 - 51 cm	CC20TG5AG	3401041367423