

L'EPITHELIUM MICROFLUX™ BREVETÉ est le seul matériau du marché ayant démontré sa capacité à restaurer la microcirculation cutanée par une action sur le réflexe de vasodilatation dû à la pression (réflexe défaillant chez les personnes à risque). Les caractéristiques viscoélastiques de ce gel de silicone sont proches de celles du tissu cutané et permettent d'absorber les cisaillements, de répartir les pressions et de dissiper les frottements.

UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE CLINIQUEMENT* : L'efficacité des dispositifs MICROFLUX™ dans l'aide à la prévention des escarres et leur compatibilité avec les soins ont été validées sur 150 cas dans 40 centres Français.

*Évaluation clinique multicentrique PERSE réalisée de janvier à juillet 2009(EHPAD, SSIAD, CHU...).

USAGE RÉGULIER

DISPOSITIFS ESCARRES MULTIZONE

AIDE À LA PRÉVENTION DES PLAIES DE PRESSION, ESCARRES.

Aide à la prévention des escarres du sacrum, des ischiens, du trochanter, du coude, du genou...

SPÉCIFICITÉS

- Compatibilité avec les soins, facile à manipuler et à poser. Non irritant, confortable.
- Protection universelle (sacrum, ischiens, coudes...)
- Épaisseur : 2 mm d'EPITHELIUM MICROFLUX™.
- Bords avec technologie adhésive repositionnable, retrait sans douleurs.
- Hydrate la peau. Apaise les douleurs liées aux pressions et aux frottements.
- Durée de vie : environ 1 mois.
- Lavables et réutilisables (machine à 30°C ou à la main).
- Vendus par lot de 2.

| TAILLE | 2 PROTECTIONS | RÉFÉRENCE | EAN | ACL |
|--------|---------------------------------|-----------|---------------|---------|
| TU | 9,6 cm x 18 cm épaisseur 2mm | 0763 | 3660396003565 | 4248518 |

Ce produit est un dispositif médical de classe I, il porte au titre de la réglementation le marquage CE.
Lire attentivement la notice avant utilisation. Fabricant : MILLET Innovation - 07-2021

