

**L'EPITHELIUM MICROFLUX™ BREVETÉ** est le seul matériau du marché ayant démontré sa capacité à restaurer la microcirculation cutanée par une action sur le réflexe de vasodilatation dû à la pression (réflexe défaillant chez les personnes à risque). Les caractéristiques viscoélastiques de ce gel de silicone sont proches de celles du tissu cutané et permettent d'absorber les cisaillements, de répartir les pressions et de dissiper les frottements.

**UNE EFFICACITÉ DÉMONTRÉE CLINIQUEMENT\*** : L'efficacité des dispositifs MICROFLUX™ dans l'aide à la prévention des escarres et leur compatibilité avec les soins ont été validées sur 150 cas dans 40 centres Français.

\*Évaluation clinique multicentrique PERSE réalisée de janvier à juillet 2009(EHPAD, SSIAD, CHU...).

#### USAGE RÉGULIER

# DISPOSITIFS ESCARRES TALONS & MALLÉOLES

AIDE À LA PRÉVENTION DES PLAIES DE PRESSION, ESCARRES.

Aide à la prévention des escarres des talons & malléoles.

#### SPÉCIFICITÉS

- Compatibilité avec les soins, facile à manipuler et à poser. Non irritant, confortable.
- Protège conjointement le talon et les malléoles.
- Épaisseur : 2 mm d'EPITHELIUM MICROFLUX™.
- Hydrate la peau. Apaise les douleurs liées aux pressions et aux frottements.
- Durée de vie : environ 2 mois.
- Lavables et réutilisables (machine à 30°C ou à la main).
- Vendus par paire.

TAILLE	CONTENU	RÉFÉRENCE	EAN	ACL
TU	1 PAIRE	0764	3660396003572	4248501

Ce produit est un dispositif médical de classe I, il porte au titre de la réglementation le marquage CE.  
Lire attentivement la notice avant utilisation. Fabricant : MILLET Innovation - 07-2021

