

ERGO CONCEPT

Doté de la technologie :



ERGO 07 L 2.0

NOUVEAU DESIGN !

FICHE PRODUIT

Fauteuil roulant électrique
Ultra LÉGER (22kg)
ULTRA COMPACT



ULTRA LÉGER

Issu de l'industrie du cycle, Ergo 07L 2.0 offre une légèreté et une maniabilité inégalées sur le marché !

22 kg

PLIAGE REPENSÉ

Le nouveau système de pliage permet de plier/déplier le fauteuil en un seul geste... **3 secondes.**



PRATIQUE

Compact, Ergo 07L 2.0 permet une prise en main facile et se glisse dans le coffre d'une petite voiture !



COMPACT

Ergo 07L 2.0 est idéal dans un espace réduit (largeur 56 cm). Moins d'1 m² pour faire demi-tour !

Moins d'1 mètre carré !

DESIGN

Ergo 07L 2.0 a été totalement relooké ! Avec ses nouvelles couleurs "tendances" et ses fourches en aluminium !



AUTONOMIE

Ergo 07L 2.0 dispose des mêmes batteries que E07L. Possibilité de doubler de 15 à 30 km l'autonomie (en option).

30 km



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids	22 kg	Autonomie	15 à 30 Km
Largeur hors-tout	56 cm	Vitesse max.	6 km/h
Longueur hors-tout	80 / 105 cm	Pente de sécurité	10°
Dimensions assises	44 x 40 x 6 cm	Charge max.	100 kg
Dimensions plié	76 x 56 x 36 cm	Rayon braquage	72 cm
Hauteur Sol/Siège	51 cm	Temps de pliage	3 secondes
Largeur entre Accoudoirs	46-50 cm	Compatible transport aérien	Oui 

*Découvrir Ergo Drive



▶ Scannez moi !