

**ERGO**  
CONCEPT

**BR7L**

**Fauteuil  
Connecté**

Contrôle à distance  
Suivi des données



**Le Nouveau Fauteuil Roulant Électrique  
Élégant, Pliable et Connecté**

FICHE PRODUIT

Sacoche  
Dossier  
Intégrée



Ecran  
LCD



Compact  
et Facile à Plier

Roues arrières  
Pneumatiques



H 44 cm

L 64 cm

L 70 cm

Un design **ultra élégant**,  
une assise très **confortable**,  
et un **confort de conduite** unique !

Et aussi :

- Régulateur de vitesse intégré
- Chassis compact et léger (\*)
- Notifications vocales
- Batterie ternaire amovible et plus résistant

\* Magnalium : 50% Aluminium 50% Magnésium  
plus solide et plus léger

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Poids</b>	24 kg*	<b>Charge max.</b>	120 kg
<b>Largeur hors-tout</b>	64 cm	<b>Vitesse max.</b>	6 km/h
<b>Hauteur Sol/Siège</b>	46 cm (avant)	<b>Pente max.</b>	9°
<b>Largeur Assise</b>	44 cm	<b>Largeur entre accoudoirs</b>	46 cm
<b>Puissance</b>	150W 24V 20AH**	<b>Autonomie</b>	30 km

\* Hors batterie 2kg

\*\* Batterie compatible Avion en Option

Voir tous les produits ErgoConcept sur [www.ergoconcept.net](http://www.ergoconcept.net)

**ERGOCONCEPT** - 35, rue du Petit Bois - ZAC Les Platières - Bâtiment D - 69440 MORNANT - France

Tél : +33 477 40 09 97 - Fax : +33 426 29 90 11 - Email : [contact@ergoconcept.net](mailto:contact@ergoconcept.net) - [www.ergoconcept.net](http://www.ergoconcept.net)

R.C.S LYON : 803 494 822 - Capital social : 60 000 € - Images non contractuelles soumises à modifications.

