

ACCESSOIRES THERMOMÈTRES

Réf. BRA021

**BOÎTE DE 800 COUVRE-SONDES PC-800 POUR
THERMOSCAN BRAUN**



BRAUN



BOÎTE DE 800 COUVRE-SONDES PC-800 POUR THERMOSCAN BRAUN

Les couvre-sondes pour thermomètre Braun ThermoScan Pro4000 et Pro6000 sont indispensables pour assurer une **mesure précise et une parfaite hygiène** lors des prises de température auriculaires. Leur texture et leur forme spécifiques permettent d'obtenir une meilleure précision en se rapprochant au maximum de la température réelle. Les couvre-sondes pour thermomètre Welch Allyn Thermoscan sont composés d'un anneau plastique avec un diamètre extérieur de 2,7 cm et un diamètre intérieur de 1,5 cm, ainsi que d'un capuchon flexible et pliable qui s'enfile facilement sur l'embout du thermomètre auriculaire. Les couvre-sondes pour thermomètre Welch Allyn Thermoscan sont rétrocompatibles avec le modèle Pro4000, mais il est important de noter que les anciens couvre-sondes pour Pro4000 ne sont pas compatibles avec le Pro6000.

Ces couvre-sondes assurent une hygiène parfaite lors des mesures, en évitant tout contact direct avec l'embout du thermomètre. Ils sont essentiels pour maintenir un niveau élevé de propreté et de sécurité lors de l'utilisation des thermomètres Braun ThermoScan Pro4000 et Pro6000.

Conditionnés par boîte de 800 couvre-sonde composée de 4 boîtes de 200, elles mêmes composées de 10 boîtes de 20.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Texture et forme spécifiques pour une meilleure précision de mesure
- ◆ Capuchon flexible et pliable pour un enfilage facile sur l'embout du thermomètre auriculaire
- ◆ Assurent une parfaite hygiène lors des prises de température auriculaire.
- ◆ Mesure dans l'oreille pour une évaluation précise de la température centrale du corps

DONNÉES TECHNIQUES

- ◆ Conditionnement : Boîte de 800 composée de 4 boîtes de 200 elles même composées de 10 boîtes de 20.

Mentions obligatoires :

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Couvre-sonde pour thermomètres Thermoscan (boîte de 800)

Destination : Consommables pour appareil de mesure de la température corporelle

Fabricant : BRAUN

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence: en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa

Date de mise à jour de cette fiche : 13/06/2023

**DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 35 ANS**

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez
Parc d'activités Roguez Village - Bât E
06670 Castagniers, France