

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Réf. ECG001

ECG DE POCHE PCECG-500



 LEPU MEDICAL

Garantie 2 ans
2
Garantie 2 ans



ECG de poche PC-ECG 500

Découvrez l'ECG de poche PCECG-500 de LEPU, un ECG idéal pour la collecte, l'analyse, le stockage et la transmission d'informations ECG. Cet appareil **compact** vous offre la possibilité de réaliser des ECG à 12 dérivations, combinées à l'**algorithme de Glasgow** pour une analyse complète et immédiate. Son écran LCD tactile couleur de 4,46 pouces vous permet d'accéder facilement à toutes les informations nécessaires. Grâce à sa **conception portable**, sa petite taille et son poids léger, il est facilement transportable, vous permettant ainsi d'effectuer des ECG où que vous soyez. Alimenté par une batterie au lithium rechargeable intégrée ou un courant continu (CC) externe, l'ECG PCECG-500 offre un temps de travail continu **de plus de 24 heures**, assurant une utilisation prolongée sans souci de recharge. Profitez de la facilité d'utilisation de cet appareil, de sa capacité à acquérir et afficher simultanément les formes d'onde 6/12 dérivations, ainsi que de sa détection précise de la fréquence cardiaque. De plus, il est doté d'algorithmes d'analyse conventionnels de Glasgow pour une interprétation automatique des formes d'onde ECG.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Écran tactile de 4,46 pouces : 480 x 854 px
- ◆ Transmission WIFI par email ou vers imprimante A4
- ◆ Léger : 250 grammes
- ◆ Algorithme de Glasgow
- ◆ > 24 h de temps de travail
- ◆ Écran de 3,5 pouces

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|
| ◆ Plages de mesure : 30-300 bpm | ◆ Humidité : 15% - 85% | ◆ Alimentation / Secteur : Batterie lithium |
| ◆ Dimensions (cm) : 13,4x7,4x1,7 | ◆ Pression hPa : 700hPa-1060 | ◆ Certifications : CE 93/42/EEC |
| ◆ Poids : 250 g | ◆ Protection eau et poussière : IPX0 | ◆ Organisme notifié : 0123 |
| ◆ Température (fonct.) : 0 - 40°C | | |

MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : ECG de poche PCECG-500

Destination : Appareil de mesure et d'enregistrement de l'activité cardiaque

Fabricant : Creative LEPU

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa

Date de mise à jour de cette fiche : 16/08/2023

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83

infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village – Bat E

06670 Castagniers – France