

OXYMÈTRES DE POULS

Réf. EDA001

OXYMÈTRE DE POULS H100 B



Garantie 2 ans
2
Garantie 2 ans



OXYMÈTRE DE POULS H100 B

L'Oxymètre de pouls H100 B possède un écran LCD, un affichage en temps réel, un contrôle du rétro éclairage et fonction d'auto extinction pour économie d'énergie.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Affichage simultanée de la courbe et des valeurs SpO2
- ◆ Grande autonomie (jusqu'à 48 heures avec 4 piles « AA », ou 36 heures avec la batterie rechargeable Ni-MH)
- ◆ Grande capacité de stockage des données
- ◆ Transfert des données sur PC par consultation, archivage ou impression (en option)
- ◆ Consultation des 10 dernières minutes de courbes, de valeurs SpO2 et de rythme cardiaque directement sur l'écran
- ◆ Alarme visuelle et sonore
- ◆ Compatible capteur Nellcor®
- ◆ Tonalité variable
- ◆ Mesure la SpO2 et le rythme cardiaque

ACCESSOIRES

EDA032 Capteur adulte SPO2 sh1

EDA011 Housse

EDA057 Pack batterie



EDA061 Capteur adulte SPO2 étanche SH4

EDA009 Capteur néonatal

EDA164 Capteur oreilles

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------------------|-------|---------------------|----------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : 4 Piles AA |
| ◆ Dimensions | : 160x70x37.6 mm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : N/A |
| ◆ Poids | : 165g | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : CE0123 |
| ◆ Température | : N/A | | | ◆ Code EAN | : 694441380557 |



DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@frafito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France