

## MONITEURS DE SIGNES VITAUX

Réf. EDA035

M3A PA+SPO2+T°



**EDAN**

Garantie · 2 ans · Garantie · 2 ans  
**2**  
Garantie · 2 ans · Garantie · 2 ans

# MONITEURS DE SIGNES VITAUX

Réf. EDA035

DISPOSITIF  
MÉDICAL

IIB

H

21h

21h

21h

21h

21h

21h



## M3A PA+SPO2+T°

Le M3A est un moniteur de signes vitaux, simple, rapide et précis. Il est équipé d'un écran LCD de haute définition de 3.5" en TFT, d'une batterie rechargeable d'une autonomie de 21h à très faible nuisance sonore. Ergonomique et convivial, il permet un accès direct et intuitif aux principales fonctions.

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Comporte un système d'alarme automatique intégré pour une sécurité accrue des patients
- ◆ Grande capacité de stockage des données sur la mémoire interne
- ◆ Connectivité réseau LAN
- ◆ Écran rétro éclairé pour une meilleure lecture et une plus grande économie d'énergie
- ◆ Muni d'un système d'appel d'urgence en cas de nécessité
- ◆ Moniteur compatible aux adultes, aux enfants, et aux nourrissons
- ◆ Validation ESH / IP / BHS / TÜV - Homologation CE
- ◆ Fourni avec un brassard adulte et un capteur SPO2 adulte

### ACCESSOIRES

- EDA027 Pied à roulettes
- EDA062 Brassard néonatal (6-11 cm)
- EDA017 Brassard nourrisson (10-15 cm)
- EDA016 Brassard enfant (24-21.5 cm)
- EDA085 Brassard enfant (20.5-28 cm)
- EDA021 Brassard adulte (27-35 cm)
- EDA015 Brassard larges (33-43 cm)
- EDA009 Capteur spO2 néonatal
- EDA050 Sac de transport
- EDA022 Capteur spO2 usage unique néonatal
- EDA023 Capteur spO2 jetable nourrisson
- EDA024 Capteur spO2 jetable enfant
- EDA025 Capteur spO2 jetable adulte
- EDA116 Sacoche

### OPTIONS

- EDA036 Station identique avec option imprimante intégrée
- EDA078 Moniteur PA+ SPO2
- EDA190 Moniteur SPO2

### DONNÉES TECHNIQUES

- |                    |                  |                               |       |                     |                       |
|--------------------|------------------|-------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|
| ◆ Plages de mesure | : +25°C - 45°C   | ◆ Humidité                    | : N/A | ◆ Alimentation      | : Secteur et batterie |
| ◆ Dimensions       | : 208x241x189 mm | ◆ Pression                    | : N/A | ◆ Certifications    | : N/A                 |
| ◆ Poids            | : 2.4 Kg         | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : CE0123              |
| ◆ Température      | : N/A            |                               |       | ◆ Code EAN          | : 6944413800786       |

## DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83  
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola  
Hibiscus Park - bat E  
06200 Nice France

www.fracito.net