


THERMOMÈTRES

Réf. INF003

INFRATEMP 3



THERMOMÈTRES

Réf. INF003









INFRATEMP 3

L'infratemp 3 est un thermomètre sans contact validé cliniquement.

CARACTÉRISTIQUES

- Prise de température frontale à une distance de 4 cm
- Sa technologie sans contact prévient de tout risque de transmission de maladie
- Grand écran multi couleur rétro éclairé permet d'alerter en cas de fièvre
- Permet la mesure de la température du corps, du bain ou encore du biberon
- Lumière LED pour utilisation nocturne
- ◆ Mémoire : 25 mesures
- Fourni avec 2 piles AAA
- Arrêt automatique (1 min)

DONNÉES TECHNIQUES

◆ Plages de mesure : 35-42 °C
◆ Humidité : N/A
◆ Alimentation : 2 Piles AAA

◆ Dimensions : 15x4x4 cm ◆ Pression : N/A ◆ Certifications : 93/42/EEC

◆ Poids : 100g
◆ Protection eau et poussière : N/A
◆ Organisme notifié : CE1639

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83 infos@frafito.net

23 avenue Auguste Verola Hibiscus Park - bat E 06200 Nice France

