

TENSIOMÈTRES POIGNET

Réf. OMR313

RS1 - HEM6160



OMRON

Garantie 3 ans
3
Garantie 3 ans



RS1 - HEM6160

Le RS1 est un tensiomètre au poignet disposant de la technologie INtelligence et de la détection des battements irréguliers.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Symbole « OK » confirmant le bon enroulement du brassard
- ◆ Lecture de la dernière mémoire
- ◆ Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension
- ◆ Périmètre de poignet : 13,5 à 21,5 cm
- ◆ Fourni avec piles
- ◆ Validation Clinique

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------------|-------|---------------------|-----------------|
| ◆ Plages de mesure | : 40 à 260 mmHg | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : Piles |
| ◆ Dimensions | : 8 x 2x6 cm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : N/A |
| ◆ Poids | : 85 g | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : CE0197 |
| ◆ Température | : N/A | | | ◆ Code EAN | : 4015672111097 |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France