

TENSIOMÈTRES POIGNET

Réf. OMR316

RS4 - HEM6181



OMRON

Garantie 3 ans
3
Garantie 3 ans



RS4 - HEM6181

Le RS4 est un tensiomètre au poignet disposant de la technologie INtelligence et de la détection des battements irréguliers.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Symbole « OK » confirmant le bon enroulement du brassard
- ◆ 60 mesures mémorisées + moyenne des 3 mesures enregistrées
- ◆ Signal sonore indiquant la fin de la prise de tension
- ◆ Périmètre de poignet : 13,5 à 21,5 cm
- ◆ Fourni avec piles et boîtier de rangement
- ◆ Validation Clinique

DONNÉES TECHNIQUES

◆ Plages de mesure	: 40 à 260 mmHg	◆ Humidité	: N/A	◆ Alimentation	: Piles
◆ Dimensions	: 8 x 2x6 cm	◆ Pression	: N/A	◆ Certifications	: N/A
◆ Poids	: 85 g	◆ Protection eau et poussière	: N/A	◆ Organisme notifié	: CE0197
◆ Température	: N/A			◆ Code EAN	: 4015672111141

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France