

**OMRON****FRAFITO**  
Équipement MédicalREF OMR340  
HEM-7121J-E

## M2 Basic

Tensiomètre automatique au bras  
pour un usage à domicile

Indicateur d'installation correcte

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale<sup>(1)</sup>
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Détection de battements irréguliers du cœur
- ✓ Compatible avec les brassards pour les petits bras (17-22 cm) et les brassards Easy Cuff (22-42 cm)
- ✓ Triple affichage (Sys/Dia/Pouls)
- ✓ Garde en mémoire la dernière mesure

Type de brassard	Souple
Taille brassard	22-32 cm
Bluetooth	Non
Date/Heure	Oui
Alimentation	4 piles AA 1,5 V (1000 mesures) ou adaptateur secteur
Livré avec	Moniteur, brassard, piles, 2 manuels d'utilisation
Matériaux	High Impact Polystyrene; PET, coton ou nylon, PVC
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +40°C Taux d'humidité : 15 à 90%
Garantie	Moniteur 3 ans Accessoires 1 an

### Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids				Conditions de stockage /transport	
		Produit		Packaging		Température	Taux d'humidité
		Moniteur seul	Brassard	Pack unitaire	Master carton (10 ex.)		
HEM-7121J-E	40 15672 11223 0	112 x 82 x 140 mm 250 g (sans piles)	145 mm x 466 mm (tube à air : 600 mm) 130 g	125 x 165 x 118 mm 574 g	650 x 200 x 250 mm 6,4 kg	- 20°C à +60°C	10 à 90%

### Accessoires compatibles

Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation	Réf. FRAFITO	Réf. OMRON	Désignation
OMR025	HEM-CS24	Brassard 17-22 cm	OMR199	HEM-RML31	Brassard souple 22-42 cm
OMR026	HEM-CR24	Brassard CM2 22-32 cm	OMR121	HHP-CM01	Adaptateur secteur