

NOUVEAU
remplace le
M2 Intelli IT+



M2+ Connect

Tensiomètre automatique au bras pour un usage à domicile

- ✓ Validé cliniquement pour la population générale⁽¹⁾
- ✓ Connecté via l'application OMRON connect : suivi et partage des mesures avec son médecin
- ✓ Intellisense Technology
- ✓ Indicateur de battements irréguliers du cœur
- ✓ Indicateur d'hypertension
- ✓ Détection des mouvements du corps
- ✓ Fourni avec un brassard souple 22-42 cm (ML)
- ✓ Compatible avec le brassard pour les petits bras (17-22 cm)
- ✓ Mémoire : 30 mesures x 1 utilisateur

Type de brassard	Brassard Souple - ML
Taille brassard	22-42 cm
Bluetooth	Oui
Date/Heure	Non
Alimentation	4 piles AA 1,5 V (900 mesures) ou adaptateur secteur
Livré avec	Moniteur, brassard (HEM-CR24-E), 4 piles «AA», 2 manuels d'utilisation
Matériaux	HIPS, PET+ Résine UV, Nylon, Polyester, PVC
Conditions d'utilisation	Température : +10 à +40°C Taux d'humidité : 15 à 90%
Garantie	Moniteur 5 ans Accessoires 1 an



Données logistiques

Référence OMRON	EAN	Dimensions (L x H x P) / Poids				Conditions de stockage /transport	
		Produit		Packaging		Température	Taux d'humidité
		Moniteur seul	Brassard	Pack unitaire	Master carton (10 ex.)		
HEM-7188T1-LE	40 15672 11428 9	98 x 138 x 79 mm 260 g (sans piles)	160 mm x 653 mm 187 g	117 x 117 x 172 mm 660 g	618 x 260 x 212 mm 7,5 kg	- 20°C à +60°C	10 à 90%

Accessoires compatibles

EAN	Désignation
40 15672 10555 3	Brassard Small - S - 17-22 cm (HEM-CS24)
40 15672 10904 9	Brassard souple - ML - 22-42 cm (HEM-RML31)
40 15672 11167 7	Adaptateur secteur

[1] Stridebp.org - mars 2024. Last accessed August 2025.

Le tensiomètre M2 + Connect d'OMRON est un dispositif de contrôle de la tension artérielle destiné au grand public et aux professionnels de santé. Dispositif médical réglementé de classe IIa portant le marquage CE0197. Fabriqué par OMRON Healthcare Co., Ltd. Consulter la notice pour plus d'informations.