

OXYMÈTRE DE POULS

Réf. OXY017

OXY-ONE PLUS



ONE
MEDICAL

Garantie 2 ans
2
Garantie 2 ans

OXYMÈTRE DE POULS

Réf. OXY017

DISPOSITIF
MÉDICAL



OXY-ONE PLUS

L'OXY-ONE PLUS est un oxymètre de pouls compact, écran OLED couleur, fourni avec :
pochette de transport, deux piles AAA et dragonne.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Ecran OLED
- ◆ Mode d'affichage en 4 directions
- ◆ Marche-Arrêt automatique
- ◆ Capacité de 12 mémoire
- ◆ Affichage 3 paramètres :
SpO2, Rythme cardiaque, Indice de perfusion
- ◆ Activation et désactivation du signal sonore
- ◆ Possibilité de la prise en continu ou
ponctuelle (30 sec)
- ◆ Norme CE médical et FDA
- ◆ Fourni avec mode d'emploi en 4
langues

DONNÉES TECHNIQUES

- ◆ Plages de mesure : 35% à 100%
30BPM - 240 BPM
- ◆ Dimensions (cm) : 5,5x3,3x2,8 cm
- ◆ Poids : 48 g
- ◆ Température : 5 ~ 40°C
- ◆ Humidité : 30% - 80%
- ◆ Pression : 70 ~ 106 kPa
- ◆ Protection eau
et poussière : IP22
- ◆ Alimentation : 2 piles AAA
- ◆ Certifications : 93/42/EEC
- ◆ Organisme notifié : CE0123

MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Oxymètre de pouls Oxy-One Plus

Destination : Appareil de mesure du pouls ou saturation pulsée en oxygène

Fabricant : CONTEC

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa

Date de mise à jour de cette fiche : 19/03/2024

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83

infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village – Bat E

06670 Castagniers – France