

OXYMÈTRE DE POULS

Réf. OXY012

OXYMÈTRE DE POULS OXY ONE PRO



ONE⁺
MEDICAL



Oxymètre de pouls Oxy One Pro

L'oxymètre de pouls professionnel Oxy One Pro permet de mesurer la **SpO2, l'indice de perfusion et le pouls** chez les adultes, les enfants et les nouveau-nés. Son écran TFT de 3,5 pouces offre une rotation automatique, affichant clairement les résultats. Grâce à ses différentes sondes de SpO2 **adaptées à chaque type de patients** (selon l'âge), il assure une mesure précise et fiable. La batterie au lithium intégrée offre une autonomie allant jusqu'à 18 heures, permettant une utilisation prolongée sans souci de recharge. De plus, cet oxymètre dispose d'une grande capacité de stockage des données, pouvant enregistrer jusqu'à 500 heures de mesures SpO2. Un logiciel d'analyse PC est inclus pour faciliter le téléchargement et l'examen des données. Le temps de mise à jour est de 8 secondes pour déterminer la SpO2 et le pouls, et le temps de mise à jour de l'affichage est de 1 seconde. Grâce à sa fonction de calcul en temps réel, l'oxymètre fournit des lectures mises à jour chaque seconde. Avec sa connectivité Bluetooth, il offre la possibilité de **suivre les données en temps réel via une application dédiée**, et permet également le partage des données au format PDF ou CSV. Cet appareil fonctionne sur batterie et est livré avec un socle de recharge pratique et une coque en silicone pour le protéger des chocs.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Pas de re-calibration nécessaire
- ◆ Applicable aux mesures chez l'adulte, l'enfant et le nouveau-né
- ◆ Stockage des données SpO2 jusqu'à 500 heures
- ◆ Mesure la SpO2, l'indice de perfusion et le pouls
- ◆ Ecran de 3,5 pouces rotatif pour le poser en oxymètre de chevet sur pied retractable
- ◆ Suivi des données sur l'application et partage des rapports par mail en PDF

ACCESSOIRES

- ◆ **OXY013** : Capteur pédiatrique
- ◆ **OXY014** : Capteur néonatal
- ◆ **OXY015** : Capteur adulte

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---|
| ◆ Plages de mesure : 70 à 100% | ◆ Humidité : 15% ~ 93% | ◆ Alimentation / Secteur : Batterie lithium |
| ◆ Dimensions (cm) : 15,8x7,3x2,5 | ◆ Pression : 70kPa~106 kPa | ◆ Certifications : CE 93/42/EEC |
| ◆ Poids : 230 g | ◆ Protection eau et poussière : IP 22 | ◆ Organisme notifié : 0123 |
| ◆ Température (fonct.) : 5 ~ 40°C | | |

MENTIONS OBLIGATOIRES

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Oxymètre de pouls Oxy One Pro (SP-20)

Destination : Appareil de mesure du pouls ou saturation pulsée en oxygène

Fabricant : Creative LEPU

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence : en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa

Date de mise à jour de cette fiche : 16/08/2023

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83

infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez

Parc d'activité Roguez Village – Bat E

06670 Castagniers – France