

THERMOMÈTRES

Réf. THE004

THERMOMÈTRE DIGITAL THERMO ONE LITE



ONE
MEDICAL



THERMOMÈTRE DIGITAL THERMO ONE LITE

Le thermomètre digital **Thermo One Lite** est un outil simple et pratique pour la prise de température orale ou axillaire. Avec son bouton unique, il est facile à utiliser et convient à tous les âges.

Sa sonde **flexible en silicone** permet une prise de température confortable et sans douleur, tandis que son écran LCD clair affiche des lectures précises et faciles à lire. Par ailleurs, la sonde en silicone est relativement facile à nettoyer

L'alarme de température élevée vous avertit lorsque la température dépasse les valeurs normales, et l'extinction automatique après 10 minutes d'inactivité prolonge la durée de vie de la batterie. Le Thermo One Lite dispose d'une fonction permettant de passer rapidement des ° F aux ° C.

Le Thermo One Lite est **facile à transporter** car il est léger et prend très peu de place.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Facile à utiliser : un bouton unique
- ◆ Sonde flexible en silicone pour éviter la douleur
- ◆ Ecran LCD
- ◆ Alarme de température élevée
- ◆ Prise de température orale, rectale ou axillaire
- ◆ Extinction automatique

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| ◆ Plage de mesure : 32 °C ~ 42,9 °C | ◆ Temp. stockage : -20°C ~ 55 °C | ◆ Certifications : 93/42/EEC |
| ◆ Dimensions : 15,5 x 10 x 4 | ◆ Humidité : ≤ 85% | ◆ Organisme notifié : CE0123 |
| ◆ Poids : 28g | ◆ Pression : 700hPa~1060hPa | |
| ◆ Temp. Fonction. : 5 °C ~40 °C | ◆ Alimentation : Pile bouton AG3 | |

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Dénomination : Thermomètre Thermo One Lite

Destination : Mesure de la température corporelle

Fabricant : Berrcom Medical Device Co.

Instructions : lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquetage

Consignes de prudence: en cas de doute, consulter un professionnel de santé

Classe : IIa

Mise à jour de cette fiche : 29/09/2023

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 35 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@frafito.net

655 Chemin du Roguez
Parc d'activités Roguez Village - Bât E
06670 Castagniers, France