



Rouleaux de draps lisses pour table d'examen – 135 formats

Destination : Utilisation sur tables de consultations médicales en cabinet ou milieu hospitalier. Peut se positionner sur notre dérouleur LJ40.

Produit réalisé dans une ouate recyclée désencrée assouplie, double épaisseur. Présente de bonnes capacités de résistance dans les deux sens ainsi que de douceur et d'absorption. Emballage sous film individuel garantie d'hygiène parfaite.



| Caractéristiques du produit | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------|-----|
| Dimensions : | Laize | 49.8 cm | | |
| | Prédécoupe | 35 cm | | |
| | Longueurs | Formats | 47.25 m | 135 |
| | Diamètre intérieur mandrin | 39 mm | | |
| | Diamètre extérieur | 10.8 < x < 11.2 cm | | |
| Matière première : | Qualité ouate | Ouate recyclée | | |
| | Couleur | Blanc | | |
| | Blancheur | 75 < x < 78% | | |
| | Traitement | Oui | | |
| | Aspect | Lisse | | |
| | Nombre de plis | 2 | | |
| | Grammage par plis | 18 gr/m ² | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------|---|--|
| Conditionnement : | Unités de vente | Carton | |
| | Colis de | 12 rouleaux | |
| | Poids net du colis | 10 Kg 800 | |
| | Dimensions colis (mm) | Larg. 450 x Prof. 340 x Haut. 510 | |
| | Volume colis | 0.078 m ³ | |
| | Type de palette | 80 x 120 cm Europe | |
| | Nombre de colis / palette | 24 cartons | |
| | Plan de palettisation | 4 rangs de 6 colis | |
| | Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 219 cm | |
| | Origine | France | |

| | |
|----------------------|---------------|
| EAN | 3700178241058 |
| Code douanier | 48189010 |

Version 20211119 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini, soumise à une tolérance de 5%.