



## Rouleaux de draps gaufrés collés pour table d'examen

**Destination :** Produit de confort réalisé dans une ouate double plis assemblée par procédé de gaufrage collage. Très résistant du fait de la méthode d'assemblage des plis. Le gaufrage confère à ce produit un confort d'utilisation optimum.

Modèle au standard du marché actuel dans cette catégorie avec ses 135 formats prédécoupés. Pour tables de consultations médicales en cabinet ou milieu hospitalier – gynécologique, pédiatrie. Emballé sous film individuel qui garantit l'hygiène parfaite.



### Caractéristiques du produit

|                           |                                   |                         |         |     |
|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------|-----|
| <b>Dimensions :</b>       | <b>Laize</b>                      | 60 cm                   |         |     |
|                           | <b>Prédécoupe</b>                 | 35 cm                   |         |     |
|                           | <b>Longueurs</b>                  | <b>Formats</b>          | 47,25 m | 135 |
|                           | <b>Diamètre intérieur mandrin</b> | 39 mm                   |         |     |
|                           | <b>Diamètre extérieur</b>         | Environ 11,4 cm         |         |     |
| <b>Matière première :</b> | <b>Qualité ouate</b>              | Pure ouate de cellulose |         |     |
|                           | <b>Couleur</b>                    | Blanc                   |         |     |
|                           | <b>Blancheur</b>                  | Supérieur à 82%         |         |     |
|                           | <b>Traitement</b>                 | Oui                     |         |     |
|                           | <b>Aspect</b>                     | Gaufré collé            |         |     |
|                           | <b>Nombre de plis</b>             | 2                       |         |     |
|                           | <b>Grammage par plis</b>          | 18 gr/m <sup>2</sup>    |         |     |

|                          |                                     |   |
|--------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>Conditionnement :</b> | <b>Unités de vente</b>              | Carton                                    |
|                          | <b>Colis de</b>                     | 9 rouleaux                                |
|                          | <b>Poids net du colis</b>           | 9 Kg 185                                  |
|                          | <b>Dimensions colis (mm)</b>        | Larg. 400 x Prof. 400 x Haut. 600         |
|                          | <b>Volume colis</b>                 | 0.096 m <sup>3</sup>                      |
|                          | <b>Type de palette</b>              | 80 x 120 cm Europe                        |
|                          | <b>Nombre de colis / palette</b>    | 18 cartons                                |
|                          | <b>Plan de palettisation</b>        | 3 rangs de 6 colis                        |
|                          | <b>Dimensions palette hors tout</b> | long. 120 cm x larg. 93 cm x haut. 195 cm |
|                          | <b>Origine</b>                      | France                                    |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>EAN</b>           | 3700178242222 |
| <b>Code douanier</b> | 48189010      |

Version 20210324 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini, soumise à une tolérance de 5%.