



Medicomp® S 30 - LPPR

Compresses nontissé stériles



Référence	Taille ou dimensions	Code EAN
411041	7,5 x 7,5 cm	4049500998680
411042	10 x 10 cm	4049500998703
411141	7,5 x 7,5 cm	4049500998741
411142	10 x 10 cm	4049500998765
411241	7,5 x 7,5 cm	4052199248622
411242	10 x 10 cm	4052199248646

Produit

Compresses en nontissé, 30 g/m², 4 plis (4 épaisseurs), stériles.

Les compresses sont utilisées pour le traitement général des plaies et également dans le cadre d'interventions chirurgicales :

- comme pansement primaire sur la peau lésée
- pour le nettoyage initial de la plaie et la désinfection de la peau saine ou lésée
- pour l'application de produits sur les organes externes (ex : pommades, désinfectants...)
- comme pansement secondaire pour les plaies aiguës et les plaies chroniques
- pour la protection mécanique (rembourrage) de la plaie
- pour l'absorption des fluides corporels.

Elles peuvent également être utilisées comme barrière mécanique.

Les compresses Medicomp S30 sont conformes aux exigences de la LPPR.

Indications / Classification

Utilisation non invasive : les compresses sont utilisées sur l'homme par des non professionnels et des professionnels de santé sur peau intacte à long terme et sur peau lésée à court terme, comme pansement primaire en combinaison avec des pommades, ou secondaire avec du matériel de compression tel qu'un bandage pour un usage à plus long terme.

Utilisation invasive : les compresses sont utilisées sur l'homme par des non professionnels et des professionnels de santé pour un usage à court terme, pour l'absorption de fluides corporels (par exemple les exsudats ou le sang), sur la peau lésée, les orifices naturels du corps et les muqueuses, et également dans le cadre d'opérations chirurgicales mineures.

Utilisation chirurgicale invasive : les compresses sont utilisées sur l'homme par les professionnels de santé pour un usage à court terme, sur la peau lésée ou sur les tissus fragilisés, pour l'absorption des fluides corporels dans le cadre d'interventions chirurgicales mineures.

Medicomp® S 30 - LPPR est un dispositif médical de classe IIa (TÜV-0123).

Spécifications

Composition :

Composition : 67 % viscose - 33 % polyester environ

Caractéristiques :

Caractéristiques physiques :

Grammage : 30 g/m² env.

Capacité d'absorption : 7 g/g env.

Caractéristiques chimiques :

Azurants optiques : absence

Liants chimiques : absence

Les compresses sont conformes aux normes EN 1644-1 et EN 1644-2.



Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
411041	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 15 x 15 cm environ
411042	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 20 x 20 cm environ
411141	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 15 x 15 cm environ
411142	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 20 x 20 cm environ
411241	7,5 x 7,5 cm	Dimensions pliées : 7,5 x 7,5 cm environ Dimensions dépliées : 15 x 15 cm environ
411242	10 x 10 cm	Dimensions pliées : 10 x 10 cm environ Dimensions dépliées : 20 x 20 cm environ

Remboursé LPPR.

Présence de latex. Le produit ne contient pas de latex. L'emballage (pochette pelable) contient du latex au niveau des soudures uniquement.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Présentation / Conditionnement/ Stockage

En pochette pelable papier/papier, puis en boîte et en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
411041	7,5 x 7,5 cm	2	10	28	90
411042	10 x 10 cm	2	10	20	80
411141	7,5 x 7,5 cm	2	50	12	60
411142	10 x 10 cm	2	50	12	30
411241	7,5 x 7,5 cm	2	25	12	84
411242	10 x 10 cm	2	25	8	80

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
411041	7,5 x 7,5 cm	107 x 120 mm	110 x 36 x 125 mm	262 x 230 x 264 mm	1200 x 800 x 1729 mm
411042	10 x 10 cm	132 x 145 mm	135 x 36 x 149 mm	371 x 281 x 163 mm	1200 x 800 x 1775 mm
411141	7,5 x 7,5 cm	107 x 120 mm	123 x 112 x 135 mm	388 x 240 x 280 mm	1200 x 800 x 1825 mm
411142	10 x 10 cm	132 x 145 mm	141 x 137 x 142 mm	434 x 287 x 316 mm	1200 x 800 x 1725 mm
411241	7,5 x 7,5 cm	107 x 120 mm	110 x 86 x 125 mm	269 x 263 x 234 mm	1200 x 800 x 1783 mm
411242	10 x 10 cm	132 x 145 mm	135 x 86 x 149 mm	356 x 284 x 162 mm	1200 x 800 x 1765 mm

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité).

Stérilisation

A la vapeur d'eau.

Péremption

Durée de vie : 5 ans

Précautions d'emploi

L'emballage (pochette pelable) contient du latex naturel au niveau des soudures uniquement susceptible de provoquer des réactions allergiques.