

MediSet® Set de Suture - 12

Set de soins



(photo non contractuelle)

Référence : 470176

Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique.

Indications / Classification

Set de soins préconisé lors de la suture d'une plaie par fils.

MediSet® Set de Suture - 12 est un assemblage de dispositifs conforme à l'Article 22 du Règlement Européen 2017/745.

Spécifications

Composition :

Dans un blister rigide (du haut vers le bas) :

- Au-dessus des alvéoles :
 - 1 champ PP/PE troué (trou ovale centré adhésif 10 x 5 cm) 50 x 50 cm env.
 - 1 porte-aiguille Mayo-Hegar droit métal avec marquage couleur 12 cm
 - 1 paire de ciseaux droits métal pointus 11,4 cm
- 1ère alvéole : vide
- 2ème alvéole : 5 compresses nontissé 30 g/m² 4 plis 7,5 x 7,5 cm
- 3ème alvéole : 1 pince Adson à griffes droite métal avec marquage couleur et embout de protection 12 cm

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Blister rigide :

- film PET/PE
- papier 60 g/m²
- 3 alvéoles

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Référence	Nb blisters / carton	Nb cartons / palette	Dimensions blister	Dimensions carton	Dimensions palette
470176	90	28	175 x 140 mm	600 x 400 x 255 mm	1200 x 800 x 1935 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus faible.

Précautions d'emploi

Des précautions particulières peuvent s'appliquer pour l'utilisation du set selon sa composition (se référer à la documentation jointe au set et aux marquages).



Conservation / Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil.