

## MediSet® Ote-agrafe

### Accessoire



Référence : 471001

#### Produit

Ote-agrafe stérile à usage unique.

Le produit est proposé avec une étiquette de traçabilité avec code-barres, repositionnable, qui peut être collée dans le dossier patient.

#### Indications / Classification

Dispositif destiné à enlever les agrafes cutanées. Leur champ d'application comprend les plaies chirurgicales ou les incisions cutanées qui doivent être suturées à l'aide d'agrafes cutanées. Soins réalisés par un professionnel de santé.

MediSet® Ote-agrafe est un dispositif médical de classe I stérile (TUV-0123).

#### Spécifications

##### Composition :

Dans un blister souple :  
- 1 ôte-agrafe métal 10 cm

Absence de latex.

#### Présentation / Conditionnement

##### Blister souple :

- film PA/PE  
- paper 90 g/m<sup>2</sup>

Indication claire de la dénomination de l'accessoire, du numéro de lot et de la date de péremption.

Étiquette de traçabilité reprenant la référence de l'article, le numéro de lot, la date de péremption et, en format code-barres EAN 128, le code EAN 13 de l'article et le numéro de lot.

Référence	Nb blisters / carton	Nb cartons / palette	Dimensions blister	Dimensions carton	Dimensions palette
471001	90	64	145 x 140 mm	395 x 297 x 225 mm	1212 x 814 x 1959 mm

#### Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.  
Durée de vie : 5 ans.

#### Conservation / Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil.