

MediSet® Set de pansement technique - EHPAD

Set de soins



(photo non contractuelle)

Référence : 478042

Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique.

Le set est proposé avec une étiquette de traçabilité avec code-barres, repositionnable, qui peut être collée dans le dossier patient.

Indications / Classification

Set de soins préconisé lors de la réfection de tout type de pansement.

MediSet® Set de pansement technique - EHPAD est un assemblage de dispositifs médicaux.

Spécifications

Composition :

Dans un blister rigide de 3 alvéoles (du haut vers le bas) :

- * Sur le dessus :
 - 1 champ imperméable PP/PE 45 x 37,5 cm env.
 - 1 pince Kocher plastique bleue 13 cm
 - * 1ère alvéole : 1 pince anatomique plastique verte 12,8 cm
 - * 2ème alvéole : 5 compresses nontissé 30 g/m² 4 plis 7,5 x 7,5 cm
 - * 3ème alvéole : 5 tampons gaze 20 fils taille n°3 (prune)
- Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Blister rigide :

- film PET/PE
- papier 60 g/m²
- 3 alvéoles

Indication claire de la composition du set, du n° de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Etiquette de traçabilité reprenant la référence de l'article, le numéro de lot, la date de péremption et, en format code-barres EAN 128, le code EAN 13 de l'article et le numéro de lot.

Accompagné d'une notice d'emploi par carton (pince Kocher).

Référence	Nb blisters / carton	Nb cartons / palette	Dimensions blister	Dimensions carton	Dimensions palette
478042	28	64	175 x 140 mm	395 x 297 x 225 mm	1200 x 800 x 1950 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus faible.

Conservation / Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil.