

MediSet® Set de sondage urinaire - EHPAD

Set de soins

Référence
478043



(photo non contractuelle)

Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique.

Le set est proposé avec une étiquette de traçabilité avec code-barres, repositionnable, qui peut être collée dans le dossier patient.

Indications / Classification

Set de soins préconisé pour la préparation de la peau, des muqueuses et/ou de la sonde lors de la pose d'une sonde urinaire. Ne contient pas la sonde.

MediSet® Set de sondage urinaire - EHPAD est un assemblage de dispositifs conforme à l'Article 22 du Règlement Européen 2017/745.

Spécifications

Composition :

Dans un blister rigide de 2 alvéoles (du haut vers le bas) :

- * Sur le dessus :
 - 1 champ PP/PE troué (trou centré Ø 10 cm) 90 x 75 cm env.
 - 1 champ PP/PE 90 x 75 cm env.
- * 1ère alvéole :
 - 1 pince Kocher plastique bleue 14 cm
 - 1 seringue préremplie d'eau glycinée à 10% 10 ml
 - 1 gel lubrifiant 2,7 g
 - 5 compresses nontissé 30 g/m² 4 plis 7,5 x 7,5 cm
- * 2ème alvéole : vide

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

En boîte distributrice contenant :

Des blisters rigides :

- film PET/PE
- papier 60 g/m²
- 2 alvéoles

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Étiquette de traçabilité reprenant la référence de l'article, le numéro de lot, la date de péremption, et, en format code-barres EAN 128, le code EAN 13 de l'article et le numéro de lot.

Accompagné de 2 notices d'emploi par carton (seringue préremplie et gel lubrifiant).

Nombre de blisters / boîte : 6
Nombre de boîtes / carton : 6
Nombre de cartons / palette : 15



Dimensions du blister : 290 x 140 mm
Dimensions de la boîte : 350 x 140 x 240 mm
Dimensions du carton : 790 x 395 x 360 mm
Dimensions de la palette : 1200 x 800 x 1950 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte.

Conservation / Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil, à une température comprise entre 5 et 30°C.