

## MediSet® Pansement Post-op / 3 soins - Petites plaies avec coupe-fils

### Set de soins



(photo non contractuelle)

Référence **478285** GTIN **3261480002626**

#### Produit

Set de soins stérile à usage unique proposé lors de la réalisation de soins à domicile.

MediSet® Pansement Post-op / 3 soins - Petites plaies avec coupe-fils est conforme à la nouvelle réglementation LPPR.

**Les sacs à déchets sont conformes à la norme NF X 30 - 501 relative aux emballages pour déchets d'activité de soins mous à risques infectieux.**

#### Indications / Classification

Set de soins à usage unique proposé pour le nettoyage et le recouvrement des plaies post-opératoires suturées non infectées < 5 cm et pour l'ablation des fils de suture.

MediSet® Pansement Post-op / 3 soins - Petites plaies avec coupe-fils est un assemblage de dispositifs médicaux.

#### Spécifications

##### Composition :

Dans une boîte, du haut vers le bas :

- 1 notice d'emploi
- 3 sacs à déchets
- 1 lame coupe-fils stérile
- 3 blisters stériles de 3 alvéoles comprenant chacun (du haut vers le bas) :
  - 1 champ imperméable
  - 1 pince à mors fin
  - 1 pince anatomique
  - 5 compresses en nontissé
- 3 pansements Cosmopor® E stériles
- 3 pansements Hydrofilm® stériles

##### Spécifications des composants :

- Sacs à déchets : sac avec liens coulissants - polyéthylène - 400 x 350 mm - 15 L
- Lame coupe-fils : acier au carbone - lame recourbée sans manche - longueur 6,5 cm - sous emballage aluminium - stérilisation par rayonnement
- Champ imperméable : nontissé duplex (cellulose et polyéthylène) - 50 g/m<sup>2</sup> - 30 x 45 cm - coloris bleu
- Pince à mors fin : polypropylène renforcé à la fibre de verre - coloris gris - 12,5 cm
- Pince anatomique : polypropylène renforcé en fibre de verre - présentant une double denture - coloris vert - 12,5 cm
- Compresses : nontissé (polyester / viscose) - 40 g/m<sup>2</sup> - 7,5 x 7,5 cm
- Pansements Cosmopor® E : pansement adhésif couvrant à coussinet absorbant central - 10 x 8 cm - sous pochette papier/papier - stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Pansements Hydrofilm® : film en polyuréthane - adhésif émulsion acrylique - transparent - perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène - imperméable à l'eau et aux bactéries - 10 x 12,5 cm - en pochette pelable papier-film - stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Absence de latex.

Code LPPR : 6312670



## Présentation / Conditionnement

Conditionné en boîte, accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Blister rigide :

- film PVC
- papier 60 g/m<sup>2</sup>
- 3 alvéoles

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Nombre de blisters / boîte : 3

Nombre de boîtes / carton : 12

Dimensions du blister : 185 x 140 mm

Dimensions de la boîte : 187 x 141 x 76 mm

Dimensions du carton : 595 x 248 x 211 mm

## Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène pour les blisters et les pansements, par rayonnement pour la lame coupe-fils.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte.