



MediSet® Pansement plaies chroniques / 5 soins - Set de déterSION

Set de soins

Référence **GTIN**
478550 **3261480002411**



(photo non contractuelle)

Produit

Set de soins stérile à usage unique proposé lors de la réalisation de soins à domicile.

MediSet® Pansement plaies chroniques / 5 soins - Set de déterSION est conforme aux exigences LPRR.

Les sacs à déchets sont conformes à la norme NF X 30-501 relative aux emballages pour déchets d'activités de soins mous à risque infectieux.

Indications / Classification

Set de soins à usage unique proposé pour le nettoyage et la réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine et pour la déterSION mécanique.

MediSet® Pansement plaies chroniques / 5 soins - Set de déterSION est un assemblage de dispositifs médicaux.

Spécifications

Composition :

Dans une boîte :

* 5 blisters rigides de 3 alvéoles stériles comprenant (du haut vers le bas) :

- 1 champ imperméable
- 1 pince précision à mors fins
- 1 pince anatomique double mors
- 10 compresses de gaze

* 1 blister rigide stérile comprenant (du haut vers le bas)

- 1 curette double extrémité
- 1 compresse en nontissé

* Hors blister :

- 5 pansements Hydrofilm® stériles
- 5 sacs à déchets de soins (perforants interdits)
- 1 notice d'emploi

Spécifications des composants :

- Champ : 2 couches : nontissé polypropylène et film polyéthylène - 36 g/m² - 30 x 45 cm - bleu
- Pince à mors fin : polypropylène renforcé à la fibre de verre - coloris gris - 12,5 cm
- Pince anatomique : polypropylène renforcé à la fibre de verre - présentant une double denture - coloris vert 12,5 cm
- Compresse : 100% gaze de coton absorbant - 13 fils - 8 plis - 10 x 10 cm
- Curette : manche et grattoir en polyamide renforcé à la fibre de verre - lame inox - capuchon protecteur LDPE - diamètre 7 mm - 16 cm
- Compresse : nontissé (polyester / viscose) - 30 g/m² - 5 x 5 cm
- Pansement Hydrofilm® : film en polyuréthane - adhésif émulsion acrylique - transparent - perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène - imperméable à l'eau et aux bactéries - 10 x 15 cm - en pochette pelable papier-film - stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Sac à déchets : sac avec liens coulissants - polyéthylène - 400 x 350 mm - 15 L

Absence de latex.



Code LPPR : 6317117

Présentation / Conditionnement

Conditionné en boîte, accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Blister rigide :

- film PVC
- papier 60 g/m²

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Nombre de blisters / boîte : 5 + 1

Nombre de boîtes / carton : 12

Dimensions du blister : 185 x 140 mm et 210 x 70 mm

Dimensions de la boîte : 188 x 92 x 282 mm

Dimensions du carton : 591 x 395 x 295 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène pour les blisters et les pansements.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte.

Conservation / Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil.