




## MediSet® Set de perfusion polyvalent - Set standard

### Set de soins

**Référence**    **GTIN**  
**479139**        **3261480002985**



(photo non contractuelle)

#### Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique.

Le set est proposé avec une étiquette de traçabilité avec code-barres, repositionnable, qui peut être collée dans le dossier patient.

#### Indications / Classification

Set de soins préconisé lors de la mise en place d'une perfusion.

MediSet® Set de perfusion polyvalent - Set standard est un assemblage de dispositifs médicaux.

#### Spécifications

##### Composition :

Dans un blister rigide stérile (du haut vers le bas) :

- 1 masque de soins
- 1 charlotte
- 1 champ de soin
- 2 gants d'examen
- 5 compresses
- 2 aiguilles 18 G 1 1/2
- 1 seringue 10 ml LL
- 1 seringue 20 ml LL
- 1 notice d'emploi

##### Spécifications des composants :

- Masque : 3 épaisseurs - nontissé bleu 100% polypropylène - attaches élastiques sans latex - barrette nasale acier gainé de polypropylène - BFE > ou = 98%
- Charlotte : nontissé polypropylène - coloris bleu - 10 g/m<sup>2</sup> - élastique sans latex
- Champ : 2 couches : nontissé polypropylène et film polyéthylène - 36 g/m<sup>2</sup> - 45 x 50 cm - bleu
- Gants : en nitrile - non poudré - ambidextre - manchette retournée - coloris bleu/violet - Taille M
- Compresses : nontissé (polyester / viscose) - 30 g/m<sup>2</sup> - 7,5 x 7,5 cm
- Aiguilles : aiguille hypodermique 18G 1 1/2 (1,2 x 40 mm) - embase : polypropylène - canule pointée : acier inoxydable - rose - sous emballage apyrogène - stérilisation à l'oxyde d'éthylène
- Seringues : 3 pièces centrées - 10 ou 20 ml - corps de la seringue et piston : polypropylène - joint : caoutchouc synthétique sans latex - sous emballage apyrogène - stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Ces dispositifs sont remboursés dans le cadre de forfaits de consommables LPPR - consultez les sur [www.ameli.fr](http://www.ameli.fr).

Absence de latex.

#### Présentation / Conditionnement

Blister rigide :

- film PVC
- papier 60 g/m<sup>2</sup>

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.



Etiquette de traçabilité reprenant la référence de l'article, le numéro de lot, la date de péremption, le logo HARTMANN et, en format code-barres EAN 128, le code EAN 13 de l'article et le numéro de lot.

Accompagné d'une notice d'emploi par blister.

Nombre de blisters / carton : 48

Nombre de cartons / palette : 24

Dimensions du blister : 250 x 140 mm

Dimensions du carton : 486 x 383 x 303 mm

## **Stérilisation**

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée du composant ayant la durée de vie la plus courte.

## **Conservation / Stockage**

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil, à une température comprise entre 0 et 40°C et à une humidité relative comprise entre 0 et 80%.