



Mediset® Pansement Méchage : plaies chroniques cavitaires

Set de soins

Référence **GTIN**
479142 **3261480001186**



(photo non contractuelle)

Produit

Set de soins stérile à usage unique proposé lors de la réalisation de soins à domicile.

MediSet® Pansement méchage : plaies chroniques cavitaires est conforme aux exigences LPPR.

Les sacs à déchets sont conformes à la norme NF X 30 - 501 relative aux emballages pour déchets d'activité de soins mous à risques infectieux.

Indications / Classification

Set de soins proposé pour le nettoyage, méchage et la réfection des pansements pour plaies chroniques cavitaires avec peau péri-lésionnelle saine.

Mediset® Pansement Méchage : plaies chroniques cavitaires est un assemblage de dispositifs médicaux.

Spécifications

Composition :

Dans une boîte, du haut vers le bas :

- 1 notice d'emploi
- 5 sacs à déchets
- 5 blisters stériles rigides de 3 alvéoles stériles comprenant (du haut vers le bas) :
 - 1 champ imperméable
 - 1 pince anatomique
 - 1 pince à mors fins
 - 1 stylet
 - 10 compresses en nontissé
- 5 pansements Hydrofilm® stériles

Spécifications des composants :

- Sac à déchets : sac avec liens coulissants - polyéthylène - 400 x 350 mm - conforme à la norme française NF X 30-501 pour déchets d'activités de soins mous à risques infectieux (perforants/liquides strictement interdits) - 15 L
- Champ imperméable : 2 couches : nontissé polypropylène et film polyéthylène - 36 g/m² - 30 x 45 cm - bleu
- Pince anatomique : polypropylène renforcé en fibre de verre - présentant une double denture - coloris vert - 12,5 cm
- Pince à mors fins : polypropylène renforcé à la fibre de verre - coloris gris - 12,5 cm
- Stylet : polyamide renforcé à la fibre de verre - coloris bleu - 14 cm
- Compresse : nontissé (polyester / viscose) - 40 g/m² - 10 x 10 cm
- Pansement Hydrofilm® : film en polyuréthane - adhésif émulsion acrylique - transparent - perméable à la vapeur d'eau et à l'oxygène - imperméable à l'eau et aux bactéries - 10 x 15 cm - en pochette pelable papier-film - stérilisation à l'oxyde d'éthylène

Absence de latex.

Code LPPR : 6317471



Présentation / Conditionnement

Conditionné en boîte, accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Blister rigide :

- film PVC
- papier 60g/m²
- 3 alvéoles

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Nombre de blisters / boîte : 5

Nombre de boîtes / carton : 4

Nombre de cartons / palette : 80

Dimensions du blister : 185 x 140 mm

Dimensions de la boîte : 282 x 188 x 92 mm

Dimensions du carton : 404 x 302 x 214 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène pour les blisters et les pansements.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus courte.

Conservation / Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil.