




MediSet® Set de Suture - 14

Set de soins



(photo non contractuelle)

Référence : 480105

Produit

Ensemble de dispositifs nécessaire à la réalisation d'un acte de soins. Stérile à usage unique.

Le produit est proposé avec une étiquette de traçabilité avec code-barres, repositionnable, qui peut être collée dans le dossier patient.

Indications / Classification

Set de soins préconisé lors de la suture d'une plaie par fils.

MediSet® Set de Suture - 14 est un assemblage de dispositifs conforme à l'Article 22 du Règlement Européen 2017/745.

Spécifications

Composition :

Dans un blister rigide de 3 alvéoles (du haut vers le bas) :

- Sur le dessus :

- 1 champ PP/PE troué (trou ovale centré adhésif 10 x 5 cm) 50 x 50 cm env.
- 1 porte-aiguille Mayo-Hegar droit métal avec marquage couleur 12 cm
- 1 paire de ciseaux droits métal pointus 11,4 cm

- 1ère alvéole : vide

- 2ème alvéole : 5 compresses nontissé 30 g/m² 4 plis 7,5 x 7,5 cm

- 3ème alvéole : 1 pince à disséquer droite sans griffes métal avec marquage couleur 14 cm

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

Blister rigide :

- film PET/PE
- papier 60 g/m²
- 3 alvéoles

Indication claire de la composition du set, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Étiquette de traçabilité reprenant la référence de l'article, le numéro de lot, la date de péremption et, en format code-barres EAN 128, le code EAN 13 de l'article et le numéro de lot.

Référence	Nb blisters / carton	Nb cartons / palette	Dimensions blister	Dimensions carton	Dimensions palette
480105	80	28	210 x 140 mm	595 x 395 x 250 mm	1200 x 800 x 1900 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : Maximum 3 ans ou la durée de vie du composant ayant la durée de vie la plus faible.



Précautions d'emploi

Des précautions particulières peuvent s'appliquer pour l'utilisation du set selon sa composition (se référer à la documentation jointe au set et aux marquages).

Conservation / Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil.