

MediSet® Ciseaux mousse/mousse 12 cm

Accessoire

Référence
712067



(photo non contractuelle)

Produit

Ciseaux à bouts ronds, stérile à usage unique.

Indications / Classification

Ciseaux destinés à couper :

- des fils,
 - des compresses tissées ou non tissées humidifiées ou non avec des antiseptiques ou des produits de soin des plaies,
 - des pansements adhésifs,
 - des pansements à la paraffine.
- Soin réalisé par un professionnel de santé.

MediSet® Ciseaux mousse/mousse 12 cm est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

Spécifications

Composition :

Dans un blister souple :

- 1 paire de ciseaux droits métal/plastique mousse/mousse 12 cm avec embout de protection

Absence de latex.

Présentation / Conditionnement

En boîte distributrice contenant :

Des blisters souples :

- film PA/PE
- papier 60 g/m²

Indication claire de la dénomination de l'accessoire, du numéro de lot, de la date de péremption et du sens de l'ouverture.

Nombre de blisters / boîte : 15

Nombre de boîtes / carton : 2

Nombre de cartons / palette : 105

Dimensions du blister : 200 x 100 mm

Dimensions de la boîte : 207 x 105 x 105 mm

Dimensions du carton : 223 x 218 x 126 mm

Dimensions de la palette : 1200 x 800 x 1032 mm

Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

Durée de vie : 3 ans.

Conservation / Stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière du soleil.