



## Cosmopor® E

Pansement absorbant adhésif

Référence	Dimensions
900870	7,2 x 5 cm
900871	10 x 6 cm
900872	15 x 6 cm
900873	10 x 8 cm
900874	15 x 8 cm
900875	20 x 8 cm
900876	20 x 10 cm
900877	25 x 10 cm
900878	35 x 10 cm



### Produit

Cosmopor® E est un pansement stérile, à usage unique, auto-adhésif, composé d'un matériau de support revêtu d'un adhésif et d'une compresse, protégé par un papier siliconé.

### Indications / Classification

Pour la protection des plaies post-chirurgicales / primaires et l'absorption des exsudats (plaies avec une production normale d'exsudats).  
Pour une utilisation par des professionnels de santé et des non professionnels, sur peau saine ou peau lésée.

Cosmopor® E est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV - 0123).

### Spécifications

#### Composition :

Les principaux composants de ce produit sont :

- Support : un nontissé blanc.
- Adhésif de qualité médicale : un adhésif transparent à base de caoutchouc synthétique / Hotmelt.
- Compresse composée de deux couches différentes : une couche de contact avec la plaie constituée d'un filet en polyéthylène pour empêcher la compresse de coller à la plaie et une couche absorbante en viscose pour l'absorption des exsudats de la plaie.
- Papier siliconé : papier de protection en contact avec la face adhésive du dispositif.

#### Caractéristiques :

Bords du pansement : arrondis.

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions du coussin absorbant
900870	7,2 x 5 cm	4 x 2,5 cm environ
900871	10 x 6 cm	6,5 x 2,5 cm environ
900872	15 x 6 cm	11 x 2,5 cm environ
900873	10 x 8 cm	6,5 x 3,8 cm environ
900874	15 x 8 cm	11 x 3,8 cm environ
900875	20 x 8 cm	16 x 3,8 cm environ
900876	20 x 10 cm	16 x 5,5 cm environ
900877	25 x 10 cm	20,5 x 5,5 cm environ
900878	35 x 10 cm	30,5 x 5,5 cm environ

Absence de latex.  
Absence de phtalates.  
Présence de colophane.

## Présentation / Conditionnement

Individuelle sous pochette papier-papier pelable.  
Conditionné en boîte puis en carton.

Référence	Dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
900870	7,2 x 5 cm	1	50	36	36
900871	10 x 6 cm	1	25	12	110
900872	15 x 6 cm	1	25	25	48
900873	10 x 8 cm	1	25	15	80
900874	15 x 8 cm	1	25	14	63
900875	20 x 8 cm	1	25	10	78
900876	20 x 10 cm	1	25	28	24
900877	25 x 10 cm	1	25	16	36
900878	35 x 10 cm	1	25	12	36

Référence	Dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
900870	7,2 x 5 cm	81 x 120 mm	85 x 126 x 92 mm	405 x 378 x 275 mm	1200 x 800 x 1795 mm
900871	10 x 6 cm	150 x 91 mm	102 x 52 x 158 mm	322 x 232 x 175 mm	1200 x 800 x 1895 mm
900872	15 x 6 cm	199 x 91 mm	205 x 51 x 101 mm	523 x 273 x 225 mm	1200 x 800 x 1945 mm
900873	10 x 8 cm	150 x 111 mm	121 x 51 x 158 mm	386 x 276 x 178 mm	1200 x 800 x 1925 mm
900874	15 x 8 cm	197 x 114 mm	122 x 51 x 208 mm	378 x 261 x 227 mm	1200 x 800 x 1734 mm
900875	20 x 8 cm	244 x 114 mm	255 x 51 x 121 mm	528 x 271 x 138 mm	1200 x 800 x 1932 mm
900876	20 x 10 cm	247 x 134 mm	255 x 51 x 141 mm	580 x 374 x 276 mm	1200 x 800 x 1798 mm
900877	25 x 10 cm	298 x 133 mm	311 x 51 x 141 mm	432 x 329 x 300 mm	1200 x 800 x 1945 mm
900878	35 x 10 cm	401 x 131 mm	411 x 51 x 141 mm	427 x 322 x 299 mm	1200 x 800 x 1939 mm

## Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

## Péremption

Durée de vie : 5 ans.

## Conditions de stockage

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité).