



## Cosmopor® Silicone

Pansement hydrocellulaire mince auto-adhérent siliconé



Référence	Taille ou dimensions	Code EAN
901106	7,2 x 5 cm	4052199572383
901107	10 x 8 cm	4052199572352
901108	15 x 8 cm	4052199572475
901109	20 x 10 cm	4052199572444
901110	35 x 10 cm	4052199578224

### Produit

Cosmopor® Silicone est un dispositif médical non actif, à usage unique, auto-adhérent, stérile et semi-perméable (pansement hydrocellulaire mince) constitué d'un matériau de support en nontissé et d'un coussin, tous deux revêtus d'une couche perforée auto-adhérente en silicone et protégés par un film.

**Les pansements Cosmopor® Silicone sont conformes aux exigences de la LPPR.**

### Indications / Classification

Pour la protection des plaies aiguës (coupures, lacérations et abrasions), des plaies post-opératoires cicatrisant en première intention, et l'absorption des exsudats (plaies avec une production d'exsudats faible à modérée).  
Pour une utilisation par des professionnels de santé et des utilisateurs non professionnels, en contact avec la peau saine et la peau lésée, pour une durée d'utilisation cumulée inférieure à 30 jours.

Cosmopor® Silicone est un dispositif médical de classe I stérile (TÜV-0123).

### Spécifications



#### Composition :

- Support : nontissé, blanc
- Adhésif : siliconé
- Compresse avec 3 couches différentes :
  - une 1ère couche en contact avec la plaie constituée d'un filet de polyéthylène qui évite à la compresse de coller à la plaie,
  - une 2ème couche de diffusion de l'exsudat en viscosse,
  - une 3ème couche absorbante constituée d'un tissu nontissé aéré avec des fibres super absorbantes (technologie Drybarrier).
- Papier Film : couche de protection en plastique en contact avec la face adhésive du produit.

#### Caractéristiques :

Capacité d'absorption (EN 13726-1:2002) : 45 g/100cm<sup>2</sup> env.

Taux de transmission de la vapeur d'eau (MVTR) : 990 g/m<sup>2</sup>/24h env.

Référence	Taille ou dimensions produit	Caractéristiques spécifiques
901106	7,2 x 5 cm	4 x 2,5 cm env.
901107	10 x 8 cm	6,5 x 3,8 cm env.
901108	15 x 8 cm	11 x 3,8 cm env.
901109	20 x 10 cm	16 x 5,5 cm env.
901110	35 x 10 cm	30,5 x 5,5 cm env.

Absence de latex (non ajouté intentionnellement).  
Remboursé LPPR.



## Présentation / Conditionnement / Stockage

Individuelle sous pochette papier-papier pelable dans une boîte puis en carton.

Référence	Taille ou dimensions produit	Nb unités / pochette	Nb pochettes / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
<b>901106</b>	7,2 x 5 cm	1	10	20	84
<b>901107</b>	10 x 8 cm	1	10	22	54
<b>901108</b>	15 x 8 cm	1	10	20	42
<b>901109</b>	20 x 10 cm	1	10	20	24
<b>901110</b>	35 x 10 cm	1	10	12	25

Référence	Taille ou dimensions produit	Dimensions pochette	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
<b>901106</b>	7,2 x 5 cm	126 x 84 mm	91 x 51 x 126 mm	274 x 203 x 294 mm	1200 x 800 x 1909 mm
<b>901107</b>	10 x 8 cm	156 x 115 mm	156 x 121 x 51 mm	580 x 264 x 194 mm	1200 x 800 x 1886 mm
<b>901108</b>	15 x 8 cm	200 x 115 mm	206 x 121 x 51 mm	548 x 218 x 266 mm	1200 x 800 x 1741 mm
<b>901109</b>	20 x 10 cm	250 x 135 mm	256 x 141 x 51 mm	580 x 271 x 285 mm	1200 x 800 x 1852 mm
<b>901110</b>	35 x 10 cm	405 x 135 mm	411 x 141 x 51 mm	445 x 326 x 315 mm	1200 x 800 x 1720 mm

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité).

## Stérilisation

A l'oxyde d'éthylène.

## Péremption

Durée de vie : 5 après la stérilisation.