

MediSet® Collecteur d'urine 2 litres

Poche à urines



Référence
933285

Code EAN13 boîte
8025500062114

Produit

Collecteur d'urine non stérile pour lit d'une capacité de 2 litres présentant une tubulure d'arrivée avec valve anti-reflux et un robinet de vidange. Livré avec 2 crochets de fixation au lit. Les graduations de remplissage indiquées sur la poche n'ont pas vocation à permettre la mesure du volume des urines.

Les collecteurs d'urine MediSet® sont conformes aux exigences de la LPPR.

Indications / Classification

Système destiné à collecter les urines, connecté à un étui pénien ou à une sonde urinaire. La durée d'utilisation doit être inférieure à 24h.

MediSet® Collecteur d'urine 2 litres est un dispositif médical de classe I.

Spécifications

Composition :

Poche : PVC (transparent)
Tube : PVC (transparent)
Connecteur : PVC (blanc)
Bouchon : polyéthylène (bleu)
Robinet de vidange : PVC (transparent)
Crochet : polypropylène (bleu)

Caractéristiques :

- capacité : 2000 ml
- longueur du tube : 140 cm
- avec valve anti-reflux et robinet de vidange
- 4 points d'attache au lit

Remboursé LPPR.

Absence de latex.*

Absence de phtalates.*

Absence de colophane.*

*(non ajouté intentionnellement).

Présentation / Conditionnement

En vrac par 30 en sachet en polyéthylène, puis en boîte et en carton.
2 crochets de fixation dans chaque boîte.

Accompagné d'une notice d'emploi par boîte.

Référence	Nb unités / boîte	Nb boîtes / carton	Nb cartons / palette
933285	30	4	40

Référence	Dimensions boîte	Dimensions carton	Dimensions palette
933285	320 x 270 x 92 mm	390 x 290 x 340 mm	1200 x 800 x 1844 mm

Stockage / Péréemption

Conserver dans un endroit propre et sec (craint l'humidité), à l'abri de la lumière directe du soleil.
Durée de vie : 5 ans

Précautions / Contre-indications

Se référer à la notice.