



## DISTRIBUTEUR DE SPECULUMS



Référence : 00011151

### Description :

Un spéculum neuf et propre pour chaque patient !

Ce petit container esthétique et peu encombrant est très pratique pour conserver les spéculums auriculaires à l'abri de la poussière et pour les avoir toujours disponibles sous la main pour des examens ORL.

Il est adapté aux modèles Heine AllSpec en 2.5 et 4 mm. Sa face avant, semi-transparente permet de vérifier instantanément les quantités disponibles et de choisir directement la taille souhaitée.

Ce distributeur de spéculums Heine AllSpec est compatible avec le centre de diagnostic Heine EN200.

*ICI, carton avec 10 distributeurs de spéculums Ø 2,5 mm (enfants), chacun avec 250 pièces*