



Spéculums à usage unique HEINE UniSpec®.



Description

Hygiéniques et jetables, leur qualité est contrôlée pour garantir un diagnostic sûr.

Sans surfaces anguleuses, le spéculum auriculaire UniSpec® Heine pour otoscope est sans accroche pour éviter toute blessure.

Cette conception originale Heine avec une très bonne fixation sur l'otoscope permet une bonne qualité d'auscultation. L'utilisation d'un spéculum propre et neuf pour chaque patient assure une meilleure hygiène. Le spéculum auriculaire UniSpec® Heine est un dispositif est à usage unique.

Un peu plus larges à la base que les spéculums auriculaires classiques, ils ont une meilleure prise en main et sont plus facilement visibles.

Les spéculums UniSpec® Heine sont compatibles avec les otoscopes suivants :

- Otoscope Heine Beta® 100 2,5 V
- Otoscope Heine K100

Diamètre du spéculum

- 2,5 mm (modèle enfant)

Conditionnement par sachet de 50 ou boîte de 1000 (20 sachets de 50).