



BRASSARDS POUR TENSIOMETRE HEINE XXL LF



Brassards de grande qualité pour tensiomètres Gamma XXL LF.

Brassards velcro de grande qualité, fabriqués dans une matière particulièrement résistante et physiologiquement testée.

Double couture et double tubulure.

Lavables.

Index pour positionner correctement le brassard.

Brassard sans latex.

Tube très épais et hautement flexible pour assurer leur longévité.

Système testé pour une **étanchéité totale**.

Brassard Heine vendu seul (sans poire) disponible en plusieurs tailles.

Désignation	Brassard	Circ. bras
Petit Enfant	6 x 28 cm	8 à 13 cm
Enfant	10 x 34 cm	13 à 20 cm
Petit Adulte	14 x 53 cm	20 à 29 cm
Adulte	15 x 58 cm	29 à 41 cm
Grand Adulte	17 x 70 cm	35 à 47 cm
Cuisse	20 x 86 cm	Circonférence supérieure à 41 cm