

# DIFFUSION Table de lit



La table **DIFFUSION** se décline en différents coloris et dimensions avec ou sans tablette latérale pour un usage dans un lit ou dans un fauteuil.

- > Plateau multipositions (classé M4)
- > Tablette latérale fixe en option
- > Jonc de protection
- > Mât télescopique
- > Piètement inclinable avec 3 positions de pliage : droit, incliné, et perpendiculaire.
- > Châssis acier traité époxy
- > 4 roulettes dont 2 à frein
- > Installation sans outil
- > Livrée pliée, prête à être utilisée

## COLORIS


BLANC



CÉRUSÉ



RONCE DE NOYER FAÇON HÊTRE



DIFFUSION cérusée 60 cm  
(421411)

**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTÉ E: 10 KG



Inclinaison plateau





Inclinaison piètement




Roues avec freins

Conditionnement :  
Carton de regroupement : 1  
Palette : 30

DIFFUSION ronce de noyer 80 cm  
(421314)DIFFUSION façon hêtre 60 cm avec  
tablette (421815)

## DIMENSIONS

Désignations	A	B x F	C	D x H	E	G	I	Poids total	Épaisseur du plateau
DIFFUSION 80 cm	15°	40 x 80 cm	0 < 90°	44 x 57 cm	61/94 cm	53,5 cm	10 cm	9 kg	16 mm
DIFFUSION 60 cm		40 x 60 cm						8 kg	
Tablette latérale	-	40 x 16 cm	-	-	-	-	-	1,7 kg	



## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR TTC
421400	Table de lit blanche diffusion	3401042380810	3701127706130	Néant
421411	Table de lit diffusion cérusée	3401560469608	3701127717112	
421414	Table de lit diffusion ronce de noyer	3401548785737	3701127712803	
421415	Table de lit diffusion hêtre	3401548785966	3701127712810	
421300	Table de lit blanche diffusion 80 cm	3401548785386	3701127712780	
421311	Table de lit cérusée diffusion 80 cm	3401563537397	3701127720273	
421314	Table de lit hêtre diffusion 80 cm	3401548785508	3701127712797	
421315	table de lit hêtre diffusion 80 cm	3701127750812	3701127750812	