



HEXAFORM

protections anatomiques

La gamme **HEXA**FORM pour les fuites modérées à fortes est recommandée pour les personnes valides, semi-valides ou alitées ne pouvant pas se gérer seules.

Ces protections anatomiques sont dotées d'un voile d'acquisition qui procure un effet garde au sec immédiat. Les barrières latérales hydrophobes réduisent le risque de fuites au moment de la miction.

La découpe anatomique de la gamme **HEXA**FORM facilite la mise en place de la protection et favorise ainsi l'accompagnement aux toilettes.



REGULAR	●●●●●●●●	x25	HEX5121VM
EXTRA PLUS	●●●●●●●●	x25	HEX5141VM-01
MAXI	●●●●●●●●	x20	HEX5171VM-01



Le conseil du Technicien

Pour assurer un bon maintien de la protection, il est important d'utiliser un slip de maintien en lycra et sans couture pour garantir le confort de l'utilisateur et la stabilité du produit.



Plus de bien-être

L'enveloppe extérieure, au toucher très doux, est respirable et préserve l'intégrité cutanée.



Plus d'absorption

La découpe du tampon absorbant plus large à l'arrière renforce la performance du produit, notamment en position couchée.



Plus d'efficacité

Le voile d'acquisition double la vitesse d'absorption. Il procure une sensation garde au sec rapide et protège la peau de l'utilisateur.



Plus de sécurité

Les barrières latérales hydrophobes limitent le risque de fuites des urines et des selles.



Plus d'économie

Le témoin d'humidité, associé à une échelle horaire, permet de contrôler le degré de saturation pour éviter les changes systématiques.



Hypoallergénique

La protection a été spécialement conçue pour minimiser les risques d'allergies.



HEXAFORM

protections anatomiques

HEXAFORM

protections anatomiques

	REGULAR	EXTRA PLUS	MAXI	Protection
	HEX5121VM	HEX5141VM-01	HEX5171VM-01	Référence
DIMENSIONS				Tolérance
Longueur totale	610 mm	670 mm	700 mm	± 20 mm
Largeur totale (tendue)	340 mm	360 mm	360 mm	± 20 mm
Longueur tampon	540 mm	580 mm	630 mm	± 20 mm
Largeur tampon (av/ar)	250/270 mm	260/290 mm	260/290 mm	± 20 mm
Forme tampon	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	± 20 mm
POIDS				Tolérance
Poids total	59 g	87 g	128 g	± 5 %
PERFORMANCES				Tolérance
Absorption ISO 11-948	1 570 ml	2 230 ml	2 920 ml	± 10 %
COMPOSITION				
Pâte fluff	100 % fibres cellulosiques blanches	100 % fibres cellulosiques blanches	100 % fibres cellulosiques blanches	
Super absorbant	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	
Témoin d'humidité	1 trait de colle	2 traits de colle	3 traits de colle	
Voile d'acquisition	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	
Barrière anti-fuites	Double rebord latéral élastique hydrophobe	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	
Enveloppe extérieure	Complexe PP/PE respirable imprimé bleu	NT respirable	NT respirable	
CONDITIONNEMENT				
Sachet (nombre de changes)	25 changes	25 changes	20 changes	
Carton (nombre de sachets)	4 sachets	4 sachets	4 sachets	
Palette (nombre de cartons)	28 cartons	28 cartons	24 cartons	
Type de palette	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	
Code EAN sachet	3543160512145	3760178860116	3760178860123	
Code EAN carton	3543160512159	3760178860338	3760178860345	

