

# Hexa

## HEXAPANTS protections intégrales

La gamme **HEXAPANTS** pour des fuites légères à modérées s'adresse aux personnes actives et mobiles pouvant se rendre seules aux toilettes. Ces protections favorisent le maintien de l'autonomie se mettant et s'enlevant comme un sous-vêtement classique. Les élastiques en lycra de la ceinture accompagnent l'utilisateur dans ses mouvements tout en maintenant discrètement la protection en place.



<b>EXTRA PLUS</b>	●●●●●●●●	<b>Small</b>	60-90 cm	<b>x14</b>	HEX0111VM-01
<b>EXTRA PLUS</b>	●●●●●●●●	<b>Medium</b>	80-110 cm	<b>x14</b>	HEX0211VM-01
<b>EXTRA PLUS</b>	●●●●●●●●	<b>Large</b>	100-135 cm	<b>x14</b>	HEX0311VM-01
<b>EXTRA PLUS</b>	●●●●●●●●	<b>X Large</b>	120-160 cm	<b>x14</b>	HEX0411VM-01
<b>MAXI</b>	●●●●●●●●	<b>Small</b>	60-90 cm	<b>x14</b>	HEX0121VM-01
<b>MAXI</b>	●●●●●●●●	<b>Medium</b>	80-110 cm	<b>x14</b>	HEX0221VM-01
<b>MAXI</b>	●●●●●●●●	<b>Large</b>	100-135 cm	<b>x14</b>	HEX0321VM-01
<b>MAXI</b>	●●●●●●●●	<b>X Large</b>	120-160 cm	<b>x14</b>	HEX0421VM-01



### Le conseil du Technicien

Déchirer les sutures latérales de la ceinture pour retirer de manière simple et hygiénique la protection **HEXAPANTS**.



#### Plus de bien-être

L'enveloppe extérieure, au toucher très doux, est respirable et préserve l'intégrité cutanée.



#### Plus de discrétion

L'élasticité de la protection garantit un maintien parfait pour rester invisible sous les vêtements.



#### Plus de sécurité

Les barrières anti-fuites hydrophobes et élastiques limitent le risque de fuites au moment de la miction.



#### Plus d'économie

Un témoin d'humidité change de couleur, permettant de contrôler avec discrétion la saturation du produit et de limiter le nombre d'Hexapants utilisés.



#### Plus de confiance en soi

La nouvelle génération de super absorbant neutralise les odeurs tout en retenant efficacement les liquides.



#### Hypoallergénique

La protection a été spécialement conçue pour minimiser les risques d'allergies.



# HEXAPANTS

## protections intégrales

**EXTRA PLUS**



**HEXAPANTS**  
protections intégrales

S : Small	M : Medium	L : Large	XL : X Large	Protection
→) 60-90 cm (←)	→) 80-110 cm (←)	→) 100-135 cm (←)	→) 120-160 cm (←)	Tour de taille
HEX0111VM-01	HEX0211VM-01	HEX0311VM-01	HEX0411VM-01	Référence

DIMENSIONS					Tolérance
<b>Longueur totale</b>	800 mm	800 mm	870 mm	960 mm	± 20 mm
<b>Largeur totale (tendue)</b>	582 mm	650 mm	750 mm	800 mm	± 20 mm
<b>Longueur tampon</b>	480 mm	500 mm	500 mm	500 mm	± 20 mm
<b>Largeur tampon (av/ar)</b>	190 mm	175 mm	175 mm	175 mm	± 20 mm
<b>Forme tampon</b>	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	
POIDS					Tolérance
<b>Poids total</b>	66 g	68 g	72 g	75 g	± 5 %
PERFORMANCES					Tolérance
<b>Absorption ISO 11-948</b>	1 320 ml	1 300 ml	1 300 ml	1 300 ml	± 10 %
COMPOSITION					
<b>Pâte fluff</b>	100 % fibres cellulosiques	100 % fibres cellulosiques	100 % fibres cellulosiques	100 % fibres cellulosiques	
<b>Super absorbant</b>	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	
<b>Enveloppe extérieure</b>	NT respirable	NT respirable	NT respirable	NT respirable	
<b>Témoin d'humidité</b>	1 trait de colle	2 traits de colle	3 traits de colle	4 traits de colle	
<b>Voile d'acquisition</b>	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	
<b>Barrière anti-fuites</b>	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	
CONDITIONNEMENT					
<b>Sachet (nombre de changes)</b>	14 changes	14 changes	14 changes	14 changes	
<b>Carton (nombre de sachets)</b>	8 sachets	8 sachets	8 sachets	8 sachets	
<b>Palette (nombre de cartons)</b>	20 cartons	20 cartons	20 cartons	16 cartons	
<b>Type de palette</b>	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	
<b>Code EAN sachet</b>	3760178862028	3662841000006	3662841000013	3662841000020	
<b>Code EAN carton</b>	3760178863032	3760178860208	3760178860215	3760178860222	





# HEXAPANTS

## protections intégrales

MAXI



**HEXAPANTS**  
protections intégrales

S : Small	M : Medium	L : Large	XL : X Large	Protection
→) 60-90 cm (←)	→) 80-110 cm (←)	→) 100-135 cm (←)	→) 120-160 cm (←)	Tour de taille
HEX0121VM-01	HEX0221VM-01	HEX0321VM-01	HEX0421VM-01	Référence

DIMENSIONS					Tolérance
<b>Longueur totale</b>	800 mm	800 mm	870 mm	960 mm	± 20 mm
<b>Largeur totale (tendue)</b>	582 mm	650 mm	750 mm	800 mm	± 20 mm
<b>Longueur tampon</b>	480 mm	500 mm	500 mm	500 mm	± 20 mm
<b>Largeur tampon (av/ar)</b>	190 mm	175 mm	175 mm	175 mm	± 20 mm
<b>Forme tampon</b>	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	
POIDS					Tolérance
<b>Poids total</b>	70,5 g	90 g	94 g	98 g	± 5 %
PERFORMANCES					Tolérance
<b>Absorption ISO 11-948</b>	1 900 ml	1 950 ml	1 950 ml	1 950 ml	± 10 %
COMPOSITION					
<b>Pâte fluff</b>	100 % fibres celluloses blanches	100 % fibres celluloses blanches	100 % fibres celluloses blanches	100 % fibres celluloses blanches	
<b>Super absorbant</b>	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	
<b>Enveloppe extérieure</b>	NT respirable	NT respirable	NT respirable	NT respirable	
<b>Témoin d'humidité</b>	1 trait de colle	2 traits de colle	3 traits de colle	4 traits de colle	
<b>Voile d'acquisition</b>	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	
<b>Barrière anti-fuites</b>	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	
CONDITIONNEMENT					
<b>Sachet (nombre de changes)</b>	14 changes	14 changes	14 changes	14 changes	
<b>Carton (nombre de sachets)</b>	6 sachets	8 sachets	8 sachets	8 sachets	
<b>Palette (nombre de cartons)</b>	30 cartons	20 cartons	20 cartons	16 cartons	
<b>Type de palette</b>	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	
<b>Code EAN sachet</b>	3760178862035	3760178860161	3760178860178	3760178860185	
<b>Code EAN carton</b>	3760178863049	3760178860376	3760178860383	3760178860390	

