



HEXASLIP

protections complètes

La gamme **HEXASLIP** pour incontinence sévère urinaire et/ou fécale s'adresse aux personnes ayant une mobilité réduite pour qui l'accompagnement aux toilettes n'est pas possible.

Ces protections sont dotées d'un voile d'acquisition qui procure le confort de l'effet garde au sec tout en protégeant la peau de l'utilisateur.



EXTRA PLUS	●●●●●●●●	Medium	80-130 cm	x24	HEX7221VM-02
EXTRA PLUS	●●●●●●●●	Large	105-150 cm	x24	HEX7321VM-02
EXTRA PLUS	●●●●●●●●	X Large	110-160 cm	x20	HEX7411VM-01
MAXI	●●●●●●●●	Small	60-100 cm	x20	HEX7121VM-01
MAXI	●●●●●●●●	Medium	80-130 cm	x20	HEX7241VM-02
MAXI	●●●●●●●●	Large	105-150 cm	x20	HEX7341VM-02
MAXI	●●●●●●●●	X Large	110-160 cm	x15	HEX7421VM-02
MAXI PLUS	●●●●●●●●+●●	Medium	80-130 cm	x15	HEX7251VM-01
MAXI PLUS	●●●●●●●●+●●	Large	110-150 cm	x15	HEX7351VM-01



Le conseil du Technicien

Le bon choix de la taille et une pose appliquée sont essentiels pour garantir l'efficacité de la protection **HEXASLIP**.



Plus de bien-être

L'enveloppe extérieure, au toucher très doux, est respirable et préserve l'intégrité cutanée.



Plus d'économie

Le témoin d'humidité, associé à une échelle horaire, permet de contrôler le degré de saturation pour éviter les changes systématiques.



Plus d'efficacité

Le voile d'acquisition double la vitesse d'absorption. Il procure une sensation garde au sec rapide et protège la peau de l'utilisateur.



Plus d'ergonomie

Les attaches « COMBI-Flex » avec colle et crochets sont repositionnables sur l'ensemble de la protection.



Plus de confiance en soi

La nouvelle génération de super absorbant neutralise les odeurs tout en retenant efficacement les liquides.



HEXASLIP

protections complètes

EXTRA PLUS



HEXASLIP
protections complètes

	M : Medium	L : Large	XL : X Large	Protection
	→) 80-130 cm (←	→) 105-150 cm (←	→) 110-160 cm (←	Tour de taille
	HEX7221VM-02	HEX7321VM-02	HEX7411VM-01	Référence
DIMENSIONS				Tolérance
Longueur totale	800 mm	950 mm	980 mm	± 20 mm
Largeur totale (tendue)	670 mm	800 mm	850 mm	± 20 mm
Longueur tampon	660 mm	710 mm	780 mm	± 20 mm
Largeur tampon (av/ar)	225/255 mm	225/255 mm	280/320 mm	± 20 mm
Forme tampon	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	•
Découpe châssis droit	oui	oui	non	•
POIDS				Tolérance
Poids total	110 g	121 g	136 g	± 5 %
PERFORMANCES				Tolérance
Absorption ISO 11-948	2 650 ml	2 800 ml	3 200 ml	± 10 %
COMPOSITION				
Pâte fluff	100 % fibres cellulosiques	100 % fibres cellulosiques	100 % fibres cellulosiques	
Super absorbant	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	
Témoin d'humidité	2 traits de colle + encre	3 traits de colle + encre	4 traits de colle	
Voile d'acquisition	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	
Barrière anti-fuites	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	
CONDITIONNEMENT				
Sachet (nombre de changes)	24 changes	24 changes	20 changes	
Carton (nombre de sachets)	4 sachets	4 sachets	4 sachets	
Palette (nombre de cartons)	24 cartons	24 cartons	24 cartons	
Type de palette	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	
Code EAN sachet	3760178860017	3760178860031	3760178860055	
Code EAN carton	3760178869386	3760178860260	3760178869485	





HEXASLIP

protections complètes

MAXI
●●●●●●●●

HEXASLIP
protections complètes

S : Small	M : Medium	L : Large	XL : X Large	Protection
→ 60-100 cm (←)	→ 80-130 cm (←)	→ 105-150 cm (←)	→ 110-160 cm (←)	Tour de taille
HEX7121VM-01	HEX7241VM-02	HEX7341VM-02	HEX7421VM-02	Référence

DIMENSIONS					Tolérance
Longueur totale	700 mm	800 mm	950 mm	980 mm	± 20 mm
Largeur totale (tendue)	530 mm	670 mm	800 mm	850 mm	± 20 mm
Longueur tampon	580 mm	660 mm	710 mm	780 mm	± 20 mm
Largeur tampon (av/ar)	210/250 mm	225/255 mm	225/255 mm	280/320 mm	± 20 mm
Forme tampon	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	•
Découpe châssis droit	non	oui	oui	non	•
POIDS					Tolérance
Poids total	103 g	126 g	145 g	235 g	± 5 %
PERFORMANCES					Tolérance
Absorption ISO 11-948	2 190 ml	3 370 ml	3 550 ml	4 500 ml	± 10 %
COMPOSITION					
Pâte fluff	100 % fibres cellulósiques	100 % fibres cellulósiques	100 % fibres cellulósiques	100 % fibres cellulósiques	
Super absorbant	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	
Témoin d'humidité	1 trait de colle	2 traits de colle + encre	3 traits de colle + encre	4 traits de colle	
Voile d'acquisition	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	
Barrière anti-fuites	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	
CONDITIONNEMENT					
Sachet (nombre de changes)	20 changes	20 changes	20 changes	15 changes	
Carton (nombre de sachets)	4 sachets	4 sachets	4 sachets	3 sachets	
Palette (nombre de cartons)	36 cartons	24 cartons	24 cartons	28 cartons	
Type de palette	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	
Code EAN sachet	3760178860000	3760178860024	3760178860048	3760178862103	
Code EAN carton	3760178869478	3760178869379	3760178860277	3760178869461	





HEXASLIP

protections complètes

MAXI PLUS



HEXASLIP
protections complètes

	M : Medium	L : Large	Protection
	→ 80-130 cm ←	→ 105-150 cm ←	Tour de taille
	HEX7251VM-01	HEX7351VM-01	Référence
DIMENSIONS			Tolérance
Longueur totale	800 mm	980 mm	± 20 mm
Largeur totale (tendue)	680 mm	800 mm	± 20 mm
Longueur tampon	630 mm	780 mm	± 20 mm
Largeur tampon (av/ar)	280/300 mm	320/370 mm	± 20 mm
Forme tampon	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	•
POIDS			Tolérance
Poids total	206 g	253 g	± 5 %
PERFORMANCES			Tolérance
Absorption ISO 11-948	4 100 ml	4 880 ml	± 10 %
COMPOSITION			
Pâte fluff	100 % fibres cellulosiques	100 % fibres cellulosiques	
Super absorbant	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	
Témoin d'humidité	2 traits de colle	3 traits de colle	
Voile d'acquisition	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	
Barrière anti-fuites	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	
CONDITIONNEMENT			
Sachet (nombre de changes)	15 changes	15 changes	
Carton (nombre de sachets)	3 sachets	3 sachets	
Palette (nombre de cartons)	36 cartons	28 cartons	
Type de palette	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	
Code EAN sachet	3760178862004	3760178862011	
Code EAN carton	3760178863018	3760178863025	





HEXASLIP

protections complètes

REGULAR



HEXASLIP
protections complètes

	M : Medium	L : Large	Protection
	→ 80-130 cm ←	→ 105-150 cm ←	Tour de taille
	HEX7211VM-01	HEX7311VM-01	Référence
DIMENSIONS			Tolérance
Longueur totale	670 mm	800 mm	± 20 mm
Largeur totale (tendue)	800 mm	950 mm	± 20 mm
Longueur tampon	660 mm	710 mm	± 20 mm
Largeur tampon (av/ar)	225/255 mm	225/255 mm	± 20 mm
Forme tampon	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	Forme anatomique en 1/3 AV et 2/3 AR	•
POIDS			Tolérance
Poids total	98 g	109 g	± 5 %
PERFORMANCES			Tolérance
Absorption ISO 11-948	2 440 ml	2 550 ml	± 10 %
COMPOSITION			
Pâte fluff	100 % fibres cellulosiques	100 % fibres cellulosiques	
Super absorbant	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	Polyacrylate de sodium (contrôle d'odeurs)	
Témoin d'humidité	2 traits de colle	3 traits de colle	
Voile d'acquisition	Complexe PET/PP blanc	Complexe PET/PP blanc	
Barrière anti-fuites	Complexe hydrophobe	Complexe hydrophobe	
CONDITIONNEMENT			
Sachet (nombre de changes)	26 changes	26 changes	
Carton (nombre de sachets)	4 sachets	4 sachets	
Palette (nombre de cartons)	24 cartons	24 cartons	
Type de palette	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	
Code EAN sachet	3543160721141	3543160731140	
Code EAN carton	3543160721148	3543160731147	

