

# Hexa

## HEXABED alèses

La gamme **HEXABED** s'utilise pour protéger l'environnement de l'utilisateur : 2 dimensions disponibles pour la protection du lit ou du fauteuil.

**HEXABED**, ce sont des matières choisies pour leurs performances afin de sécuriser l'utilisateur tout en préservant son confort.

### Le conseil du Technicien

Utiliser **HEXABED** au moment d'un change ou pour une utilisation hygiénique de l'urinal.



#### Plus de douceur

Le voile non-tissé ultra doux procure un meilleur confort.



#### Absorption

La répartition alvéolée de la pulpe assure une diffusion des liquides plus rapide.



#### Efficacité

La feuille externe en polyéthylène garantit une parfaite étanchéité.



#### Sécurité

Les 4 bords soudés permettent d'obtenir une sécurité anti-fuite maximale.

	60 x 60 cm	<b>x30</b>	HEX8221VM-02
	60 x 90 cm	<b>x30</b>	HEX8421VM-02





# HEXABED

## alèses

### HEXABED

alèses

	60 x 60 cm - EXTRA PLUS	60 x 90 cm - MAXI	Protection
	HEX8221VM-02	HEX8421VM-02	Référence
<b>DIMENSIONS</b>			<b>Tolérance</b>
Longueur totale	600 mm	900 mm	± 20 mm
Largeur totale	600 mm	600 mm	± 20 mm
Longueur tampon	540 mm	840 mm	± 20 mm
Largeur tampon	540 mm	540 mm	± 20 mm
<b>POIDS</b>			<b>Tolérance</b>
Poids total	65 g	110 g	± 5 %
<b>PERFORMANCES</b>			<b>Tolérance</b>
Absorption ISO 11-948	950 ml	1 500 ml	± 10 %
<b>COMPOSITION</b>			
Pâte fluff	100 % fibres cellulosiques	100 % fibres cellulosiques	
Enveloppe extérieure	Polyéthylène intraversable bleu	Polyéthylène intraversable bleu	
<b>CONDITIONNEMENT</b>			
Sachet (nombre de changes)	30 alèses	30 alèses	
Carton (nombre de sachets)	4 sachets	4 sachets	
Palette (nombre de cartons)	45 cartons	30 cartons	
Type de palette	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	

