

Hexa

HEXABED alèses

La gamme **HEXABED** s'utilise pour protéger l'environnement de l'utilisateur : 2 dimensions disponibles pour la protection du lit ou du fauteuil.

HEXABED, ce sont des matières choisies pour leurs performances afin de sécuriser l'utilisateur tout en préservant son confort.

Le conseil du Technicien

Utiliser **HEXABED** au moment d'un change ou pour une utilisation hygiénique de l'urinal.



Plus de douceur

Le voile non-tissé ultra doux procure un meilleur confort.



Absorption

Diffusion rapide des liquides grâce à une capacité d'absorption importante, jusqu'à 1500 ml.



Efficacité

La feuille externe en polyéthylène garantit une parfaite étanchéité.



Sécurité

Les 4 bords soudés permettent d'obtenir une sécurité anti-fuite maximale.

	60 x 60 cm	x30	HEX8221VM-03
	60 x 90 cm	x30	HEX8421VM-03





HEXABED

alèses

HEXABED

alèses

	60 x 60 cm - EXTRA PLUS	60 x 90 cm - MAXI	Protection
	HEX8221VM-03	HEX8421VM-03	Référence
DIMENSIONS			Tolérance
Longueur totale	600 mm	900 mm	± 20 mm
Largeur totale	600 mm	600 mm	± 20 mm
Longueur tampon	540 mm	840 mm	± 20 mm
Largeur tampon	540 mm	540 mm	± 20 mm
POIDS			Tolérance
Poids total	61,5 g	95,5 g	± 5 %
PERFORMANCES			Tolérance
Absorption ISO 11-948	1250 ml	1 920 ml	± 10 %
COMPOSITION			
Pâte fluff	100 % fibres cellulosiques	100 % fibres cellulosiques	
Enveloppe extérieure	Polyéthylène intraversable bleu	Polyéthylène intraversable bleu	
CONDITIONNEMENT			
Sachet (nombre de changes)	30 alèses	30 alèses	
Carton (nombre de sachets)	6 sachets	4 sachets	
Palette (nombre de cartons)	30 cartons	30 cartons	
Type de palette	1 200 x 800 mm	1 200 x 800 mm	
Code EAN sachet	3760178869423	3760178869409	
Code EAN carton	3760178869362	3760178869393	

